

Provtagning för cystor och maskägg

- information till patient

Gör så här:

1. Samla avföring i en rondsål.



2. Ta provröret och skruva av locket.

OBS! Häll inte ur vätskan!

Se till att inte komma i kontakt med vätskan då den kan vara skadlig.



3. Använd skeden som sitter fast i locket och tag 2 – 3 skedar avföring som du lägger i röret.



4. Skruva fast locket noga.

Skaka innehållet så att det blandas med vätskan.

Förvara röret i kylskåp.



5. Om du fått en pappersremiss

kom ihåg att ta med den tillbaka till sköterskan.

