

أخذ عيّنات للتحليل من أجل الكيس المائي وبيض الديدان

- معلومات للمريض

افعل ما يلي:

1. قم بوضع البراز في وعاء.



2. خذ أنبوب الاختبار وفك الغطاء.

ملاحظة! لا تسكب السائل!

وتأكد من عدم ملامستك للسائل فقد يكون ضاراً.



3. قم باستخدام الملعقة الموجودة بالغطاء وخذ

2-3 ملعقة من البراز وضعهم في الأنبوب.



4. اغلق الغطاء بعناية.

قم برج المحتوى حتى يمتزج مع السائل.

ثم قم بحفظ أنبوب الاختبار في الثلاجة.



5. إذا كنت قد تلقيت ورقة الإحالة

فتذكر أن تعيدها إلى الممرضة.

