

# Sortimentsöversikt

- Arbetsstolar
- Speciella sittmöbler
- Modulära sittsystem
- Inneunderreden

## Innehåll

Speciella sittmöbler (golvsitsar).....	1
Sits Susanne.....	1
Hörnstol Padda.....	1
ADL- pall .....	2
Arbetsstolar.....	3
Arbetsstol Wombat Living.....	3
Tillbehör Wombat Living .....	3
Arbetsstol Mercado REAL Plus-barn .....	4
Arbetsstol Madita Fun .....	5
Tillbehör Mercado REAL Plus vuxen/barn .....	6
Arbetsstol Mercado REAL Plus vuxen .....	7
Arbetsstol Twin el.....	8
Ståstolar .....	9
Ståstödsstol REAL 2015 .....	9
Tillbehör Real 2015 .....	9
Modulära sittsystem.....	10
Sittsystem Panda Futura Standard .....	10
Sittsystem Panda Futura Aktiv.....	10
Sits x-panda .....	11
Sits Zitzi Delfi Pro .....	12
Sits Zitzi Sharky Pro.....	12
Inneunderrede .....	13
Inneunderrede High low Panda .....	13
Inneunderrede High-low x:Panda.....	13
Inneunderrede Flipper G2 .....	14
Inneunderrede Flipper G2 .....	14
<b>Inneunderrede High-low:xo x:Panda .....</b>	<b>14</b>

## Speciella sittmöbler (golvsitsar)

### Sits Susanne

Helgjuten sits som används med underrede Lars. Sitsen kan också monteras på andra stolar med tillhörande fästband. H-sele och grensele ingår



Leverantör Mayday Aid [www.maydayaid.se](http://www.maydayaid.se)

Brukarvikt max    stl 1 9-18 kg  
                              stl 2 13-27 kg  
                              stl 3 18-36 kg

Sittbredd	Sittdjup	Rygghöjd
Stl 1 20	17,5	52,5 cm
Stl 2 25	24	65 cm
Stl 3 30	29	72,5 cm

Art nr	Färg grå
46111	Storlek 1
46112	Storlek 2
46113	Storlek 3

46110                      Underrede Lars passar till st 1-3

### Hörnstol Padda

Hörnstol som ställs på golvet.  
Abduktionsklossen justeras i djupled för att passa barnets sitsdjup.



Leverantör Mayday Aid [www.maydayaid.se](http://www.maydayaid.se)

Brukarvikt max    stl 1 25 kg  
                              stl 2 35 kg  
                              stl 3 50 kg

Storlek	Sittplatta	Sittdjup
Stl 1	490 - 500 mm	160 - 260 mm
Stl 2	520 - 540 mm	180 - 280 mm
Stl 3	600 - 630 mm	260 - 360 mm

Art nr	
32964	Storlek 1
33035	Storlek 2
33036	Storlek 3

## ADL- pall

Pall som används vid sittande ADL-situationer.

Leverantör Bo Barkmans Snickeri [www.bokobo.se](http://www.bokobo.se)



Rektangulär  
pallskiva

Artnr 16934 70x18 cm  
Artnr 15965 70x24 cm  
OBS! Förskrivs med 4 skruvben, se  
nedan

Droppen  
pallskiva

Artnr 34245 63x40 cm  
OBS förskrivs med 5 st skruvben, se  
nedan

Skruvben

Artnr 17161	12,5 cm
Artnr 17162	15,0 cm
Artnr 17163	17,5 cm
Artnr 17164	20,0 cm
Artnr 16347	22,5 cm
Artnr 15966	25,0 cm
Artnr 17165	27,5 cm
Artnr 17166	30,0 cm

## Arbetsstolar

### Arbetsstol Wombat Living



Arbetsstol med gaskolv.  
Levereras med körbygel, centralbroms och fotplatta.

Leverantör Etac [www.etac.se](http://www.etac.se)

Brukarvikt max	45 kg
Sitsbredd	30 cm
Sitsdjup	16-31 cm

Art nr	
41836	Wombat Living stl 1 (utgående artikel)
47854	Wombat Living stl 1 xo

### Tillbehör Wombat Living



Armstöd



Bendelare



Bord



Bålstöd fasta



Bålstöd sidosvängbara



Höftstöd



Huvudstöd anatomiskt

## Arbetsstol Mercado REAL Plus-barn



Arbetsstol med manuell alternativt elektrisk höjning.

### Standardutförande

- Rygg Medic
- Vevreglerade sitsvinkling
- Reglage sitthöjd under höger armstöd fram
- Gaskolv lättare än 55 kg vid manuell höjning
- Hjul 100 mm
- Benstödsfäste och fäste för höftbälte ingår i stativet

Leverantör Mercado [www.mercado.se](http://www.mercado.se)

Brukarvikt max	75 kg manuell 75 kg el
Sittbredd	29-40 cm
Sittdjup	32-43 cm
Chassi	bredd 43 cm, längd 53 cm

Art nr	Manuell höjning
45324	Sitthöjd 34-48cm
45323	Sitthöjd 42-62 cm

	Elektrisk höjning
45326	Sitthöjd 39-59 cm
45325	Sitthöjd 47-75 cm

Sitthöjd mätt från golv till underkant  
sittplatta med sits i planläge.

Tillbehör	Se sid 6.
-----------	-----------

## Arbetsstol Madita Fun

Arbetsstol med manuell alternativt elektrisk höjning.

Kontakta hjälpmedelskonsulent

Leverantör Minicrosser AB [www.minicrosser.se](http://www.minicrosser.se)



Brukarvikt max	stl 0-1 30 kg stl 1b 45 kg stl 2 50 kg
Ryggvinkel	-5° till +25°
Sitsvinkel	-8° till +37°
Storlek	Sitsbredd och sittdjup
Stl 0	16-26 och 15-25 cm
Stl 1	20-30 och 21-30 cm
Stl 1b	20-30 och 26-36 cm
St 2	28-38 och 30-42 cm

Chassi bredd 54-64 cm, längd 61-75 cm

Manuell höjning Sitthöjd 27-63 cm

Elektrisk höjning Sitthöjd 32-62 cm




## Tillbehör Mercado REAL Plus vuxen/barn



Fotring 1/8 uppfällbar



Fotring 1/4 uppfällbar



Körhandtag



Handbromsspak 45cm



+Adapter till Cross benstöd



Cross benstöd och fotplatta



Benstöd Medic delad och hel fotplatta



Amputationsbenstöd Cross. OBS Behöver kompletteras med adapter benstöd Cross



Nackstöd  
Monteras på hög rygg



Sidostöd



Reumatikerkryss



Bord



Grenkil



Bålstöd rak båge



Bålstöd svängd båge



Bålstöd sväng&ställbart

Kontakta konsulent vid behov av andra tillbehör.



## Arbetsstol Mercado REAL Plus vuxen



Arbetsstol med manuell alternativt elektrisk höjning.

### Standardutförande

- Rygg Medic
- Reglage sitthöjd under höger armstöd fram
- Reglage sitsvinkling placerat under vänster armstöd fram
- Tiltomfång +15 gr framåt / -8 gr bakåt
- Gaskolv 50-90 kg vid manuell höjning
- Hjul 100 mm
- Benstödsfäste för Medic benstöd

Leverantör Mercado [www.mercado.se](http://www.mercado.se)

Brukarvikt max	manuell höjning 150 kg elektrisk höjning 150 kg
Stativ	bredd 48 cm, djup 53 cm

Art nr	Manuell höjning
43401	Sitthöjd 34-48 cm (gasreglerad sitsvinkling)
43400	Sitthöjd 42-62 cm (gasreglerad sitsvinkling)
	Elektrisk höjning
43403	Sitthöjd 39-59 cm (gasreglerad sitsvinkling)
43402	Sitthöjd 47-75 cm (gasreglerad sitsvinkling)

**Sitthöjd mäts från golv till underkant sittplatta med sitsen i planläge.**

**Obs!** Arbetsstol manuell höjning standard levereras med gaskolv för spannet 55-90 kg brukarvikt.

Om vikten understiger eller överstiger gör ett aktivt byte i WebSesam vid beställning. **Gaskolvar till arbetsstol manuell höjning:**

### Sitthöjd hög (manuell)

Artikelnr 20552 Brukarvikt under 55 kg, standard på barn

Artikelnr 16343 Brukarvikt 55-90 kg, standard på vuxen

Artikelnr 30705 Brukarvikt 90-150 kg

### Sitthöjd låg (manuell)

Artikelnr 25680 Brukarvikt under 55 kg, standard på barn

Artikelnr 25679 Brukarvikt 55-90 kg, standard på vuxen

Artikelnr 25681 Brukarvikt 90-150kg

Tillbehör sid 6

## Arbetsstol Twin el

Arbetsstol med elektrisk höjning för högre brukarvikt.

Leverantör Mercado [www.mercado.se](http://www.mercado.se)



Brukarvikt max	275 kg
Chassi	bredd 62 cm, djup 56 cm
Sitthöjd	låg 38-58 cm
	hög 44-72 cm

**Sitthöjd mäts från golv till underkant sittplatta med sitsen i planläge.**

Kontakta hjälpmedelskonsulent

## Ståstolar

### Ståstödsstol REAL 2015

Ståarbetsstol med sadelsits, hjul och handbroms.  
Manuellt vinkelställbar sits och gaslyftomat.



Leverantör Mercado [www.mercado.se](http://www.mercado.se)

Brukarvikt max	130 kg
Sits	se nedan
Ryggplatta	36x26 cm
Sitthöjd	låg 60-80 cm hög 70-90 cm

Art nr	
23160	Låg sitthöjd
24324	Hög sitthöjd

### Valbara sitsar



Classic 36x36 cm  
Art nr 38038  
På stolar inköpta före  
2017-06-01



Medic 40x36 cm  
Art nr 41223  
På stolar inköpta fr o m  
2017-06-01

### Tillbehör Real 2015



Fotring 1/4  
Art nr 12627



Armstödsplatta  
25 cm Art nr 13902  
30 cm Art nr 15187  
35 cm Art nr 18391

Komplettera alltid  
armstödsplatta med  
armstödsmekanism  
Art nr 37930 Hö  
Art nr 37931 Vä

## Modulära sittsystem

### Sittsystem Panda Futura Standard



Utgående artikel

Ett moduluppbyggt sittsystem.

Leverantör Etac [www.etac.se](http://www.etac.se)

Brukarvikt max	stl 1-3 50 kg	
	stl 4 60 kg	
Storlek	Sitsbredd	Sitsdjup
Stl 1	22 cm	22 cm
Stl 2	22 cm	24 cm
Stl 2½	25 cm	28 cm
Stl 3	29 cm	31 cm
Stl 4	32 cm	36 cm

Art nr	
20945	Standard storlek 1
21566	Standard storlek 2
20524	Standard storlek 2½
21567	Standard storlek 3
21568	Standard storlek 4

### Sittsystem Panda Futura Aktiv



Utgående artikel

Ett moduluppbyggt sittsystem.

Leverantör Etac [www.etac.se](http://www.etac.se)

Brukarvikt max	stl 2-3 50 kg	
	stl 4 60 kg	
Storlek	Sittbredd	Sittdjup
Stl 2	22 cm	24 cm
Stl 2½	25 cm	28 cm
Stl 3	29 cm	31 cm
Stl 4	32 cm	36 cm

Art nr	
21898	Aktiv storlek 2
21889	Aktiv storlek 2½
21168	Aktiv storlek 3
21899	Aktiv storlek 4

## Sits x-panda



Ett moduluppbyggt sittsystem.  
Ryggen har dynamiskt gasfjäder.

Leverantör Etac [www.etac.se](http://www.etac.se)

Brukarvikt max    stl 1-2 30 kg  
                          stl 3    60 kg  
                          stl 4    80 kg

Ryggvinkel        -5° till +30°. Steglös

Storlek	Sitsbredd	Sitsdjup
Stl 1	16, 20, 24 cm	16-26 cm
Stl 2	20, 24, 28 cm	22-33 cm
Stl 3	26, 31, 36 cm	26-39 cm
St 4	34, 40, 46 cm	38-53 cm

Art nr	
30496	Storlek 1 small
30485	Storlek 1 medium
31279	Storlek 1 large
33654	Storlek 2 small
33655	Storlek 2 medium
33656	Storlek 2 large
33683	Storlek 3 small
33684	Storlek 3 medium
33685	Storlek 3 large
45305	Storlek 4 small
45306	Storlek 4 medium
45307	Storlek 4 large

Kontakta hjälpmedelskonsulent.

### Sits Zitzi Delfi Pro



Flexled för att ge dynamik i sittandet.

Leverantör Anatomic Sitt [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

Brukarvikt max	90 kg	
Höftvinkel	-10° till +30°	
Storlek	Sittbredd	Sittdjup
Stl 1	24, 27, 30 cm	17-26 cm
Stl 2	28, 31, 34 cm	24-33 cm
Stl 3	32, 35, 38 cm	31-40 cm
St 4	32, 35, 38 cm	36-45 cm

Art nr	
45316	Storlek 1
45317	Storlek 2
45318	Storlek 3
45319	Storlek 4

Kontakta hjälpmedelskonsulent.

### Sits Zitzi Sharky Pro



Flexled för att ge dynamik i sittandet.

Leverantör Anatomic Sitt [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

Brukarvikt max	130 kg	
Höftvinkel	-10° till +30°	
Storlek	Sittbredd	Sittdjup
Stl 1	36, 39, 42 cm	36-47 cm
Stl 2	43, 46, 49 cm	45-55 cm

Art nr	Utgående
34706	Storlek 1 (utan rygg)
39603	Storlek 2 (utan rygg)
Artnr	Ny
45314	Storlek 1
45315	Storlek 2

Kontakta hjälpmedelskonsulent.

## Inneunderrede

### Inneunderrede High low Panda

Utgående artikel

Inneunderrede till sits Panda Futura

Leverantör Etac [www.etac.se](http://www.etac.se)



Belastning max 60 kg  
(brukar/lastvikt)  
Sitsvinkel -10° till +30°  
Sitthöjd till adapter 17-60 cm

Art nr  
33143

### Inneunderrede High-low x:Panda

Inneunderrede till sits x-panda.

Leverantör Etac [www.etac.se](http://www.etac.se)



Belastning max 60 kg (st A, B) 100 kg (st C)  
(brukar/lastvikt)  
Sitsvinkel -10° till +30°  
Sitthöjd till adapter storlek A 17-60 cm  
till adapter storlek B 22-58 cm  
till adapter storlek C 26-55 cm

Art nr  
30486 Storlek A för sits 1-2  
33647 Storlek B för sits 3  
32281 Storlek C för sits 4 El

Kontakta hjälpmedelskonsulent



### Inneunderrede High-low:xo x:Panda

Inneunderrede till sits x-panda.

Leverantör Etac [www.etac.se](http://www.etac.se)



Belastning max (brukar/lastvikt) 70 kg stl 1 gas (till x:panda sits stl 1-2)  
75 kg stl 2 hydraulisk (sits stl 3)  
95 kg stl 3 el (sits stl 4)

Sitsvinkel -10° till +30°  
Sitthöjd 20-62 cm stl 1  
24-60 cm stl 2  
30-56 cm stl 3

Art nr  
46985 Storlek 1 för sits 1-2  
46986 Storlek 2 för sits 3  
46987 Storlek 3 för sits 4 El

Kontakta hjälpmedelskonsulent

### Inneunderrede Flipper G2

Inneunderrede till sits defi pro och sharky pro

Leverantör Anatomic Sitt [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)



Belastning max (brukar/lastvikt) 50 kg (st 2) 75 (st 3) 130 (st 4) kg  
Sitsvinkel 0° till 30°  
Sitthöjd 28-64 cm st 2 o 3  
35-71 cm st 4

Art nr  
45320 Storlek 2 gas/gas  
45321 Storlek 3 el/gas  
45322 Storlek 4 el/el

Kontakta hjälpmedelskonsulent