



Sortimentsöversikt

Drivaggregat

Innehåll

Eldrivhjul med drivringar (Hjul med integrerad motor i navet)	1
E-move	1
E-motion M25	1
Brukarstyrt påhängsaggregat med styre	2
Paws	2
Infinity	2
Lipo Lomo	3
Empulse F55	3
Batec (Mini 2 12"/Electric 2 18")	3
Vårdarstyrt påskjutsaggregat	4
Lille Viking Low bow / 2000+Flat	4
E-walk	4
Viamobil V25	5

Eldrivhjul med drivringar (Hjul med integrerad motor i navet)

Genom ett lätt körtag mot drivringarna så aktiveras elmotorerna och hjälper till med rullstolens framdrivning

- Se kriterier i Behovstrappan
- Kontakta hjälpmedelskonsulent för manuella rullstolar och komplettera med blankett Utprovningsunderlag – Manuella rullstolar, brukarstyrt drivaggregat och sittvagn
- Brukarens behov styr val av modell
- Egenavgift 600 kr/år



E-move

Väljs i första hand

Batteriet placeras antingen under sitsen eller baktill på ryggstödet. Olika drivringsalternativ finns

Leverantör Decon Wheel AB <http://www.decon.se>

Hjuldimensioner:	20", 22", 24", 25", 26"
Krafttillförsel:	Ställbar
Körsträcka:	Ca 35 km (Li-ion batterier)
Ökad stolsbredd:	1,8 cm/sida
Vikt:	7 kg/hjul + 4 kg batteri
Hastighet:	0-6 km/h
Brukarvikt:	130 kg (150 kg "Heavy-duty")



E-motion M25

Batteriet integrerat i navet.
Olika drivringsalternativ finns

Leverantör Invacare AB www.invacare.se/sv

Hjuldimensioner:	22", 24", 25"
Krafttillförsel:	Ställbar
Körsträcka:	Ca 25 km (Li-ion batterier)
Ökad stolsbredd:	2-4 cm/sida
Vikt:	7,8 kg/hjul
Hastighet:	0-6 km/h
Brukarvikt:	150 kg (24", 25"), 12 kg (22")

Brukarstyrt påhängsaggregat med styre

- Se kriterier i Behovstrappan
- Kontakta hjälpmedelskonsulent för manuella rullstolar och komplettera med blankett Utprovningsunderlag – Manuella rullstolar, brukarstyrt drivaggregat och sittvagn
- Brukarens behov styr val av modell
- Egenavgift 600 kr/år



Paws

Kan monteras på rullstolar med fast ram och kryssram
Finns i olika hjulstorlekar

Leverantör Rehasense <https://rehasense.com/>

Brukarvikt max	120 kg
Körsträcka	50 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	21-24 kg
Max lutning	18%
Tillbehör	Tetrahandtag Elektrisk dockning Antispinn (std) Korg Bakspegel



Infinity

Kan monteras på rullstolar med fast ram och kryssram

Leverantör Decon Wheel AB www.decon.se

Brukarvikt max	125 kg
Körsträcka	45 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	21 kg
Max lutning	14% (vid brukarvikt 100 kg)
Tillbehör	Antispinn (std) Korg Pakethållare Vikter



Lipo Lomo

Kan monteras på rullstolar med fast ram
Finns i olika hjulstorlekar

Leverantör Bano Life <https://banolife.se>

Brukarvikt max	120 kg
Körsträcka	30 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	15,6 kg
Max lutning	14% (utan extravikter)
Tillbehör	Korg Vikter för bättre däcktryck Tetrautrustning




Empulse F55

Kan monteras på rullstolar med fast ram

Leverantör Sunrise Medical AB www.sunrisemedical.se

Brukarvikt max	110 kg
Körsträcka	25 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	13 kg
Max lutning	11%



Batec (Mini 2 12"/Electric 2 18")

Kan monteras på rullstolar med fast ram och kryssram

Leverantör Wolturnus <https://wolturnus.dk/se/>

Brukarvikt max	110 kg
Körsträcka	28 / 22 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	12,9/15,9 kg (utan batteri)
Max lutning	14%
Tillbehör	Vikter för bättre däcktryck Tetrahandtag Korg

Vårdarstyrt påskjutsaggregat

Hjälpmotor som monteras på manuella rullstolar för att underlätta körning på plan mark och i backar. Drivaggregatet kompenserar inte för sidolutningar t ex sluttande trottoarer.

- Se kriterier i Behovstrappan (Individuell förskrivning) , se även rutin Blanketter/Drivaggregat på HMC:s hemsida
- Kan beställas av arbetsmiljöskäl eller som grundutrustning, se rutin Blanketter/Drivaggregat på HMC:s hemsida
- Egenavgift 600 kr/år (ej vid arbetsmiljöskäl/grundutrustning)



Lille Viking Low bow / 2000+Flat

Lille Viking Low bow monteras på:

- Transit III 40, 45 och 50
 - Cross-stolar med vårdarbroms 37,5-57,5
- Transitens länkhjul och länkhjulsgafflar monteras alltid, vilket inte möjliggör låg sitthöjd.

Körbygel Lille viking och hälband monteras alltid

Lille Viking 2000+Flat(utgående) monteras på:

- Azalea Assist

Leverantör Etac Sverige AB <http://www.etac.se>

Brukarvikt max	150 kg
Hindertagning	6 cm
Körsträcka	20 km/h
Max hastighet	6 km/h
Max lutning	14%



E-walk

E-walk monteras på Transit III samt Cross-stolar med vårdarbroms

Transitens länkhjul och länkhjulsgafflar monteras alltid på rst Cross, vilket inte möjliggör låg sitthöjd

Körbygel Lille viking och hälband monteras alltid

Leverantör Decon Wheel AB www.decon.se

Brukarvikt max	150 kg
Hindertagning	6 cm
Körsträcka	22 km
Max hastighet	6 km/h
Max lutning	14%



Viamobil V25

Drivaggregat till komfortrullstol
Viamobil V25 monteras framförallt på rullstol Azalea Assist

Leverantör Invacare AB www.invacare.se/sv

Brukarvikt max	160 kg
Hindertagning	6 cm
Körsträcka	20 km
Max hastighet	6 km/h
Max lutning	11-18%