



Sortimentsöversikt Drivaggregat

2023-01

Innehåll

Eldrivhjul med drivringar (Hjul med integrerad motor i navet).....	1
E-move	1
E-motion M25	1
Brukarstyrt påhängsaggregat med styre	2
Paws	2
Infinity	2
Lipo Lomo.....	3
Empulse F55.....	3
Batec (Mini 2 12" / Electric 2 18")	3
Vårdarstyrt påskjutsaggregat.....	4
Lille Viking Low bow / 2000+Flat	4
E-walk	4
Viamobil V25.....	5

Eldrivhjul med drivringar (Hjul med integrerad motor i navet)

Genom ett lätt körtag mot drivringarna så aktiveras elmotorerna och hjälper till med rullstolens framdrivning

- Se kriterier i Behovstrappan
- Kontakta hjälpmedelskonsulent för manuella rullstolar och komplettera med blankett Utprovningsunderlag – Manuella rullstolar
- Brukarens behov styr val av modell
- Egenavgift 600 kr/år



E-move

Väljs i första hand

Leverantör Decon Wheel AB www.decon.se

Batteriet placeras antingen under sitsen eller baktill på ryggstödet.

Olika drivringsalternativ finns

Hjuldimensioner:	20", 22", 24", 25", 26"
Krafttillförsel:	Ställbar
Körsträcka:	Ca 35km (Li-ion batterier)
Ökad stolbredd:	1,8 cm/sida
Vikt:	7 kg/hjul + 4 kg batteri
Hastighet:	0-6km/h
Brukarvikt :	130 kg (150kg "Heavy-duty")



E-motion M25

Leverantör Invacare AB www.invacare.se/sv

Batteri integrerad i navet.

Olika drivringsalternativ finns

Hjuldimensioner:	22", 24", 25"
Krafttillförsel:	Ställbar
Körsträcka:	Ca 25km (Li-ion batterier)
Ökad stolbredd:	2-4 cm/sida
Vikt:	7,8 kg/hjul
Hastighet:	0-6km/h
Brukarvikt :	150 kg (24", 25"), 125kg (22")

Brukarstyrt påhängsaggregat med styre

- Se kriterier i Behovstrappan
- Kontakta hjälpmedelskonsulent för eldrivna rullstolar och komplettera med blankett Utprovningsunderlag –Eldriven rullstol
- Brukarens behov styr val av modell
- Egenavgift 600 kr/år

Paws



Leverantör Rehasense <https://rehasense.com/>

Kan monteras på rullstolar med fast ram
Finns i olika hjulstorlekar

Brukarvikt max	120 kg
Körsträcka	50 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	21-24 kg
Max lutning	18%
Tillbehör	Tetrahandtag Elektrisk dockning Antispinn (std) Korg Backspegel

Infinity

Leverantör Decon Wheel AB www.decon.se

Kan monteras på rullstolar med fast och kryssram



Brukarvikt max	125 kg
Körsträcka	45 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	21 kg
Max lutning	14% (vid brukarvikt 100 kg)
Tillbehör	Antispinn (std) Korg Pakethållare Vikter

Lipo Lomo



Leverantör Hjälpmedelsexperten Sverige AB
Hjalpmedelsexperten.se/

Kan monteras på rullstolar med fast ram
Finns i olika hjulstorlekar

Brukarvikt max	120 kg
Körsträcka	30 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	15,6 kg
Max lutning	14% (utan extravikter)
Tillbehör	Korg Vikter för bättre däcktryck Tetrautrustning

Empulse F55




Leverantör Sunrise Medical AB www.sunrisemedical.se

Kan monteras på rullstolar med fast ram

Brukarvikt max	110 kg
Körsträcka	25 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	13 kg
Max lutning	11%

Batec (Mini 2 12" / Electric 2 18")



Leverantör Wolturnus batec-mobility.com/en/products/handbikes/compare-choose

Kan monteras på rullstolar med fast och kryssram

Brukarvikt max	110 kg
Körsträcka	28 / 22 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	12,9kg / 15,9kg (utan batteri)
Max lutning	14%
Tillbehör	Vikter för bättre däcktryck Tetrahandtag Korg

Vårdarstyrt påskjutsaggregat

Hjälpmotor som monteras på manuella rullstolar för att underlätta körning på plan mark och i backar. Drivaggregatet kompenserar inte för sidolutningar t ex sluttande trottoarer.

- Se kriterier i Behovstrappan (Individuell förskrivning), se även rutin Blanketter/Drivaggregat på HMC:s hemsida
- Kan beställas av arbetsmiljöskäl eller som grundutrustning, se rutin Blanketter/Drivaggregat på HMC:s hemsida
- Egenavgift 600 kr (ej vid arbetsmiljöskäl/grundutrustning)



Lille Viking Low bow / 2000+Flat

Leverantör Etac Sverige AB www.etac.se

Lille Viking Low bow monteras på:

- Transit III 40, 45 och 50
- Cross-stolar med vårdarbroms 37,5-57,5
Transitens länkhjul och länkhjulsgafflar monteras alltid, vilket inte möjliggör låg sitthöjd

Körbygel Lille viking och hälband monteras alltid

Lille Viking 2000+Flat (utgående) monteras på:

- Azalea Assist

Brukarvikt max	150 kg
Hindertagning	6 cm
Körsträcka	20 km
Max hastighet	6 km/h
Max lutning	14%



E-walk

Leverantör Decon Wheel AB www.decon.se

E-walk monteras på Transit III samt Cross-stolar med vårdarbroms

Transitens länkhjul och länkhjulsgafflar monteras alltid på rst cross, vilket inte möjliggör låg sitthöjd

Körbygel Lille viking och hälband monteras alltid

Brukarvikt max	150 kg
Hindertagning	6 cm
Körsträcka	22 km
Max hastighet	6 km/h
Max lutning	14%

Viamobil V25

Leverantör Invacare AB www.invacare.se/sv



Drivaggregat till komfortrullstol
Viamobil V25 monteras ffa på rullstol Azalea Assist

Brukarvikt max	160 kg
Hindertagning	6 cm
Körsträcka	20 km
Max hastighet	6 km/h
Max lutning	11-18%