



# Sortimentsöversikt Drivaggregat

2023-01

## Innehåll

Eldrivhjul med drivringar (Hjul med integrerad motor i navet).....	1
E-move .....	1
E-motion M25 .....	1
Brukarstyrt påhängsaggregat med styre .....	2
Paws.....	2
Infinity .....	2
Lipo Lomo .....	3
Empulse F55.....	3
Batec (Mini 2 12" / Electric 2 18") .....	3
Vårdarstyrt påskjutsaggregat .....	4
Lille Viking Low bow / 2000+Flat.....	4
E-walk .....	4
Viamobil V25 .....	5

## Eldrivhjul med drivringar (Hjul med integrerad motor i navet)

Genom ett lätt körtag mot drivringarna så aktiveras elmotorerna och hjälper till med rullstolens framdrivning

- Se kriterier i Behovstrappan
- Kontakta hjälpmedelskonsulent för manuella rullstolar och komplettera med blankett Utprovningsunderlag – Manuella rullstolar
- Brukarens behov styr val av modell
- Egenavgift 600 kr/år



### E-move

Väljs i första hand

Leverantör Decon Wheel AB [www.decon.se](http://www.decon.se)

Batteriet placeras antingen under sitsen eller baktill på ryggstödet.

Olika drivringsalternativ finns

Hjuldimensioner:	20", 22", 24", 25", 26"
Krafttillförsel:	Ställbar
Körsträcka:	Ca 35km (Li-ion batterier)
Ökad stolbredd:	1,8 cm/sida
Vikt:	7 kg/hjul + 4 kg batteri
Hastighet:	0-6km/h
Brukarvikt :	130 kg (150kg "Heavy-duty")



### E-motion M25

Leverantör Invacare AB [www.invacare.se/sv](http://www.invacare.se/sv)

Batteri integrerad i navet.

Olika drivringsalternativ finns

Hjuldimensioner:	22", 24", 25"
Krafttillförsel:	Ställbar
Körsträcka:	Ca 25km (Li-ion batterier)
Ökad stolbredd:	2-4 cm/sida
Vikt:	7,8 kg/hjul
Hastighet:	0-6km/h
Brukarvikt :	150 kg (24", 25"), 125kg (22")

## Brukarstyrt påhängsaggregat med styre

- Se kriterier i Behovstrappan
- Kontakta hjälpmedelskonsulent för manuella rullstolar och komplettera med blankett Utprovningsunderlag – Eldriven rullstol
- Brukarens behov styr val av modell
- Egenavgift 600 kr/år

### Paws



Leverantör Rehasense <https://rehasense.com/>

Kan monteras på rullstolar med fast ram  
Finns i olika hjulstorlekar

Brukarvikt max	120 kg
Körsträcka	50 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	21-24 kg
Max lutning	18%
Tillbehör	Tetrahandtag Elektrisk dockning Antispinn (std) Korg Backspegel

### Infinity

Leverantör Decon Wheel AB [www.decon.se](http://www.decon.se)

Kan monteras på rullstolar med fast och kryssram



Brukarvikt max	125 kg
Körsträcka	45 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	21 kg
Max lutning	14% (vid brukarvikt 100 kg)
Tillbehör	Antispinn (std) Korg Pakethållare Vikter

## Lipo Lomo



Leverantör Hjälpmedelsexperten Sverige AB  
[Hjalpmedelsexperten.se/](http://Hjalpmedelsexperten.se/)

Kan monteras på rullstolar med fast ram  
Finns i olika hjulstorlekar

Brukarvikt max	120 kg
Körsträcka	30 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	15,6 kg
Max lutning	14% (utan extravikter)
Tillbehör	Korg
	Vikter för bättre däcktryck
	Tetrautrustning

## Empulse F55




Leverantör Sunrise Medical AB [www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)

Kan monteras på rullstolar med fast ram

Brukarvikt max	110 kg
Körsträcka	25 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	13 kg
Max lutning	11%

## Batec (Mini 2 12" / Electric 2 18")



Leverantör Wolturnus [batec-mobility.com/en/products/handbikes/compare-choose](http://batec-mobility.com/en/products/handbikes/compare-choose)

Kan monteras på rullstolar med fast och kryssram

Brukarvikt max	110 kg
Körsträcka	28 / 22 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt	12,9kg / 15,9kg (utan batteri)
Max lutning	14%
Tillbehör	Vikter för bättre däcktryck
	Tetrahandtag
	Korg

## Vårdarstyrt påskjutsaggregat

Hjälpmotor som monteras på manuella rullstolar för att underlätta körning på plan mark och i backar. Drivaggregatet kompenserar inte för sidolutningar t ex sluttande trottoarer.

- Se kriterier i Behovstrappan (Individuell förskrivning), se även rutin Blanketter/Drivaggregat på HMC:s hemsida
- Kan beställas av arbetsmiljöskäl eller som grundutrustning, se rutin Blanketter/Drivaggregat på HMC:s hemsida
- Egenavgift 600 kr (ej vid arbetsmiljöskäl/grundutrustning)



### Lille Viking Low bow / 2000+Flat

Leverantör Etac Sverige AB [www.etac.se](http://www.etac.se)

Lille Viking Low bow monteras på:

- Transit III 40, 45 och 50
- Cross-stolar med vårdarbroms 37,5-57,5  
Transitens länkhjul och länkhjulsgafflar monteras alltid, vilket inte möjliggör låg sitthöjd

Körbygel Lille viking och hälband monteras alltid

Lille Viking 2000+Flat (utgående) monteras på:

- Azalea Assist

Brukarvikt max 150 kg  
Hindertagning 6 cm  
Körsträcka 20 km  
Max hastighet 6 km/h  
Max lutning 14%



### E-walk

Leverantör Decon Wheel AB [www.decon.se](http://www.decon.se)

E-walk monteras på Transit III samt Cross-stolar med vårdarbroms  
Transitens länkhjul och länkhjulsgafflar monteras alltid på rst cross, vilket inte möjliggör låg sitthöjd  
Körbygel Lille viking och hälband monteras alltid

Brukarvikt max 150 kg  
Hindertagning 6 cm  
Körsträcka 22 km  
Max hastighet 6 km/h  
Max lutning 14%

## Viamobil V25

Leverantör Invacare AB [www.invacare.se/sv](http://www.invacare.se/sv)



Drivaggregat till komfortrullstol  
Viamobil V25 monteras ffa på rullstol Azalea Assist

Brukarvikt max	160 kg
Hindertagning	6 cm
Körsträcka	20 km
Max hastighet	6 km/h
Max lutning	11-18%