

# Sortimentsöversikt

## Kroppsburet skyddsmaterial

## Innehåll

Innehåll .....	4
Hälskydd .....	1
Svenko hälskydd .....	1
Hälskydd CareWave blå .....	1
Hälskydd fotända CareWave blå .....	1
FitLeg Non-slip underbenskudde med hälavlastning .....	2
Hälskydd Molly .....	2
Gelbodies Hä- och ankelskydd .....	3
Maxxcare Heal Pro Evolution .....	3
Armbågsskydd .....	4
Gelbodies Armbågsskydd .....	4
Tryckavlastningskudde .....	5
CareWave avlastningskudde öra .....	5
Skyddshjälm .....	6
Ribcap Baseball keps .....	6
Måttagning Ribcap Baseball keps .....	6
Ribcap Bowie .....	7
Ribcap Billie .....	7
Ribcap Fox .....	7
Ribcap Hardy .....	8
Ribcap Lenny .....	8
Ribcap Lenny Summer Khaki .....	9
Ribcap Iggy .....	9
Måttagning Lenny, Iggy, Bowie, Hardy, Fox .....	10
Toppen 77 .....	10
Comfy mjuk .....	11
Hjälm med mjukt skal .....	11
Comfy hård .....	12
Hjälm med hårt skal .....	12
Tillbehör Comfy mjuk, hjälm med mjukt skal, Comfy hård och hjälm med hårt skal .....	13
Måttagning Comfy mjuk, hjälm med mjukt skal, Comfy hård och hjälm med hårt skal .....	13
Höftskyddsbyxa .....	14
Höftskydd SafeHip AirX Unisex .....	14
Höftskydd SafeHip AirX Open .....	14
Höftskydd SafeHip Active Unisex .....	15

## Hälskydd



### Svenko hälskydd

Hälskydd fylld med silikoniserade polyesterhållfibrer för att minimera risken för skjuv och friktion. Används i trycksårsförebyggande syfte.

Leverantör Arjo Scandinavia AB [www.arjohuntleigh.se](http://www.arjohuntleigh.se)

**Art nr**  
10477



### Hälskydd CareWave blå

Hälskydd som ger avlastning för hälen, skyddar malleolerna samt bibehåller fotleden i ett neutralt läge. Kan användas vid sittande i rullstol. Fixeras med hjälp av kardborreband. Kan användas till höger och vänster fot.

Leverantör Togemo [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

**Art nr**  
49058



### Hälskydd fotända CareWave blå

Kudden placeras vid sänggaveln för att reducera risken att foten utsätts för ökat tryck mot sänggaveln. Monteras runt sänggaveln med hjälp av band och fixlås. 90 x 20 cm.

Leverantör Togemo [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

**Art nr**  
49057



### **FitLeg Non-slip underbenskudde med hälavlastning**

2-delad underbenskudde som förhindrar att brukaren glider neråt i sängen. Benen hålls i en symmetrisk och neutral position och motverkar att knäleden översträcks.

**Leverantör** Togemo [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

**Art nr**  
49059



### **Hälskydd Molly**

För positionering, förebyggande av trycksår och som ett hjälpmedel för att avlasta trycksår på hälar. Ger möjlighet att fritt röra benet och göra lägesändringar. Tillverkad av trögsaum, vilket gör att det tar cirka 15-20 minuter innan skummet har anpassat sig till tyngden och det går att avgöra om det är rätt storlek.

För val av storlek mäts benlängden, d.v.s från främre höftbenskammen till inre malleolen. Avstånd mellan häl och underlag ska vara cirka 2 cm.

Vätsketätt överdrag.

**Leverantör** Care of Sweden AB  
[www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se)

<b>Art nr</b>	<b>Storlek</b>
45150	Small: benlängd mellan 78 - 85 cm
44785	Medium: benlängd 86-94,5 cm
45151	Large: benlängd 102-103 cm

### Gelbodies Häl- och ankelskydd



Tryckavlastande skydd för häl, hälsena och anklar. Skydden är tillverkade av polyester och silikon. Mät omkretsen över vristen runt hälen. Hamnar storleken mellan två storlekar, välj den större. Levereras ut styckvis (vid behov av skydd till både höger och vänster häl/ankel beställs 2 st).

**Leverantör** Salubrious AB [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)

Art nr	Storlek
26875	S 20-25cm
26794	M 25-30cm
26795	L 30-36cm

### Maxxcare Heal Pro Evolution



Hälavlastaren består av ett lågfriktionsmaterial och ett mjukt material på insidan. 4 luftceller inslutna i hälavlastaren. Kan användas i liggande, sittande och vid förflyttning kortare sträckor, till exempel förflyttning från säng till toalett.

Tvättas i maskin 60 grader.

**Leverantör** Invacare AB [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Art nr	Storlek = Vristdimension
45158	Small mindre än 38 cm
45156	Standard mindre än 43 cm
45157	X-Large större än 43 cm

## Armbågsskydd



### Gelbodies Armbågsskydd

Tryckavlastande skydd för armbåge. Skydden är tillverkade av polyester och silikon.

Mät omkretsen över armbågen på det kraftigaste stället. Hamnar storleken mellan två storlekar, välj den större. Levereras ut styckvis (vid behov av skydd till både höger och vänster armbåge beställs 2 st).

Leverantör Salubrious AB [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)

Art nr	Storlek
24044	S 20-25 cm
23208	M 25-30 cm
24045	L 30-36 cm
24046	XL 36-41 cm

## Tryckavlastningskudde



### CareWave avlastningskudde öra

Kudden är fylld med bolsterpärlor som formar sig efter ansiktets form och stödjer från hakspetsen över kind och käkpartiet upp mot tinningloben. Ett elastiskt hål format som ett öra i kombination med kuddens fyllnadsmaterial gör att örat får en total avlastning. Kudden används framförallt av brukare som ligger stilla i sängen och som riskerar att få trycksår eller som redan har sår.

Leverantör Togemo AB [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Art nr	Storlek
35067	kudde 30x30 cm
37608	överdrag

## Skyddshjälm




### Ribcap Baseball keps

Mjuk skyddskeps med självutlösande hakrem. Storleken kan justeras på baksidan av kepsen. Om huvudmålet hamnar mellan två storlekar, välj den större.

Leverantör Salubrious AB [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)

Art nr	Storlek	Färg
43948	Midi/Maxi	Navy
47703	S/M	Navy
47704	L/XL	Navy
48642	S/M	Röd
48643	L/XL	Röd

### Måttagning Ribcap Baseball keps



#### MINDRE STORLEKAR

STORLEK	A	B
Mini/Maxi	16,5 cm	50-55 cm

#### VUXNA - SENIOR

STORLEK	A	B
Small/Medium	17,5 cm	53-58 cm
Large/Extra Large	18,5 cm	59-65 cm



### Ribcap Bowie

Mjuk skyddskeps med självutlösande hakrem. Om huvudmättet hamnar mellan två storlekar, välj den större.



Leverantör Salubrious AB [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)

Art nr	Storlek	Huvudmått	Färg
48914	S	53-55 cm	Grå
48901	M	56-58 cm	Grå
48889	L	59-61 cm	Grå

### Ribcap Billie

Mjuk skyddshjälm med självutlösande hakrem. Om huvudmättet hamnar mellan två storlekar, välj den större.



Leverantör Salubrious AB [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)

Art nr	Storlek	Huvudmått	Färg
48895	S	53-55 cm	Cream
48908	M	56-58 cm	Cream
48894	L	59-61 cm	Cream
48900	S	53-55 cm	Marin
48896	M	56-58 cm	Marin
48909	L	59-61 cm	Marin

### Ribcap Fox

Mjuk skyddshjälm med självutlösande hakrem. Om huvudmättet hamnar mellan två storlekar, välj den större.



Leverantör Salubrious AB [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)

Art nr	Storlek	Huvudmått	Färg
48911	S	53-55 cm	Svart
48897	M	56-58 cm	Svart
48910	L	59-61 cm	Svart

### Ribcap Hardy



Mjuk skyddshjälm med självutlösande hakrem. Om huvudmättet hamnar mellan två storlekar, välj den större.

Leverantör Salubrious AB [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)

Art nr	Storlek	Huvudmått	Färg
48899	S	53-55 cm	Grå
48906	M	56-58 cm	Grå
48898	L	59-61 cm	Grå
48905	S	53-55 cm	Marin
48890	M	56-58 cm	Marin
48904	L	59-61 cm	Marin

### Ribcap Lenny



Mjuk skyddshjälm med självutlösande hakrem. Varmare än Lenny Summer. Passar bra på senhöst/vinter.

Om huvudmättet hamnar mellan två storlekar, välj den större. För andra färger, kontakta hjälpmedelskonsulent.

Leverantör Salubrious AB [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)

Art nr	Storlek	Huvudmått	Färg
47692	Mini	47-49 cm	Grå
47690	Midi	50-52 cm	Grå
45169	Maxi	53-55 cm	Grå
47693	S	53-55 cm	Grå
47691	M	56-58 cm	Grå
47689	L	59-61 cm	Grå
47694	XL	62-65 cm	Grå

### Ribcap Lenny Summer Khaki



Mjuk skyddshjälm med självutlösande hakrem. Svalare än Lenny. Passar bra till vår/höst.

Om huvudmättet hamnar mellan två storlekar, välj den större. För andra färger, kontakta hjälpmedelskonsulent.

Leverantör Salubrious AB [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)

Art nr	Storlek	Huvudmåt	Färg
49153	S	53-55 cm	Khaki
49180	M	56-58 cm	Khaki
49182	L	59-61 cm	Khaki

### Ribcap Iggy



Mjuk skyddshjälm med självutlösande hakrem.


Om huvudmättet hamnar mellan två storlekar, välj den större.

Leverantör Salubrious AB [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)



Art nr	Storlek	Huvudmåt	Färg
48893	S	53-55 cm	Brun
48891	M	56-58 cm	Brun
48892	L	59-61 cm	Brun
48903	S	53-55 cm	Randig
48907	M	56-58 cm	Randig
48902	L	59-61 cm	Randig

## Måttagning Lenny, Iggy, Bowie, Hardy, Fox



### MINDRE STORLEKAR

STORLEK	A	B
Mini	16 cm	47-49 cm
Midi	17,5 cm	50-52 cm
Maxi	17,5 cm	53-55 cm

### VUXNA - SENIOR

STORLEK	A	B
Small	17,5 cm	53-55 cm
Medium	18,5 cm	56-58 cm
Large	19,5 cm	59-61 cm
Extra Large*	20,5 cm	62-65 cm

NÄR DU ÄR MELLAN STORLEKAR,  
VÄLJ DEN STÖRRE STORLEKEN.

## Toppen 77



Toppen 77 är en mjuk hjälm med självutlösande hakspänne. Vid låg fallhöjd (ca 1 meter) mot plant underlag kan hjälmen ge ett gott skydd mot huvudskador. Toppen77 skyddar ej vid fall mot vassa kanter och föremål som till exempel en tröskel. I dessa fall rekommenderas att användaren istället bär en hård hjälm.

Måttagning: Mät huvudomfånget i höjd med ögonbrynen. Huvudomfånget + 1 cm = lämplig storlek på Toppen77. Finns i storlekarna 46 cm – 65 cm.

Leverantör Minicrosser [www.minicrosser.se](http://www.minicrosser.se)



### Comfy mjuk

Hjälmen är superlätt och bekväm med ventilationshål. Tillverkad av kompressionsformat skum. Enkel att rengöra med tvål och vatten. Hjälmen passar personer som behöver lindrigare skydd. Vikt 85 gram.

Obs! Levereras ej med självutlösande spänne! Möjligt att byta till självutlösande spänne (grönt) men då bryts CE-märkningen enligt MDR.

Leverantör HEA Medical AB [www.heamedical.se](http://www.heamedical.se)

Art nr	Storlek	Huvudmått
48916	XS	50 cm
47681	S	53 cm
47680	M	56 cm
47679	L	58 cm



### Hjälm med mjukt skal

Hjälm med mjukt skal. Materialet är stötabsorberande EVA-skum som behåller sin form och förmåga att skydda huvudet. Hjälmen kan användas av personer som behöver lindrigare skydd. Vikt 250 gram.

Om huvudmättet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Kan kompletteras med dynor.

Obs! Levereras ej med självutlösande spänne! Möjligt att byta till självutlösande spänne (grönt) men då bryts CE-märkningen enligt MDR.

Leverantör HEA Medical AB [www.heamedical.se](http://www.heamedical.se)

Art nr	Storlek	Huvudmått
48917	XXS	47 cm
47686	XS	50 cm
47684	S	53 cm
47683	M	56 cm
47682	L	58 cm
47685	XL	64 cm
47709	XXL	65 cm



### Comfy hård

Hjälm med hårt skal med ventilationshål. Insidan är tillverkad av kompressionsformat skum med ett hårt skal av polyeten. Passar personer som lätt faller, är självdestruktiva, har epilepsi eller har skalopererats. Vikt 325 gram.

Obs! Levereras ej med självutlösande spänne! Möjligt att byta till självutlösande spänne (grönt) men då bryts CE-märkningen enligt MDR.

Leverantör HEA Medical AB [www.heamedical.se](http://www.heamedical.se)

Art nr	Storlek	Huvudmått
46204	S	54 cm
45295	M	56 cm
46939	L	60 cm



### Hjälm med hårt skal

Hjälm med hårt skal. Hjälmens har ventilationshål runt om. Materialet är stötabsorberande EVA-skum med ett hårt skal av polyeten. Både skärm och hakskydd är avtagbart. Passar personer som lätt faller, är självdestruktiva, har epilepsi eller har skalopererats. Vikt 500 gram.

Om huvudmättet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Kan kompletteras med dynor.

Obs! Levereras ej med självutlösande spänne! Möjligt att byta till självutlösande spänne (grönt) men då bryts CE-märkningen enligt MDR.

Leverantör HEA Medical AB [www.heamedical.se](http://www.heamedical.se)

Art nr	Storlek	Huvudmått
47688	XS	50 cm
28391	S	54 cm
40734	M	56 cm
46625	L	60 cm
47688	XL	63 cm



### Tillbehör Comfy mjuk, hjälm med mjukt skal, Comfy hård och hjälm med hårt skal



48885  
Hjässdyna till hjälm  
6 mm



48886  
Inläggsband till hjälm  
6 mm



47818  
Ovala dynor till hjälm  
4 st



48884  
Hjässdyna till hjälm  
13 mm



48887  
Inläggsband till hjälm  
13 mm


### Måttagning Comfy mjuk, hjälm med mjukt skal, Comfy hård och hjälm med hårt skal

**A** Omkrets huvud

**B** Från ögonbrynsnivå över hjässan till den punkt där hjälmen skall sluta

**C** Från örontopp till örontopp över hjässan

- A-måttet är det viktigaste.
- Skulle måttet hamna mellan två storlekar välj då den större.



#### Hjälm med mjukt skal

Storlekar	A	B	C	Art.nr
X-small	50 cm	34 cm	25 cm	9820-XS
Small	53 cm	38 cm	30 cm	9820-S
Medium	56 cm	42 cm	32 cm	9820-M
Large	58 cm	42 cm	33 cm	9820-L
X-large	64 cm	44 cm	34 cm	9820-XL

#### Hjälm med hårt skal

Storlekar	A	B	C	Art.nr
X-small	50 cm	35 cm	24 cm	9825-XS
Small	54 cm	37 cm	27 cm	9825-S
Medium	56 cm	39 cm	28 cm	9825-M
Large	60 cm	42 cm	30 cm	9825-L
X-large	63 cm	44 cm	33 cm	9825-XL

#### Comfy mjuk

Storlekar	A	B	C	Art.nr
Small	53 cm	38 cm	30 cm	9708-S
Medium	56 cm	42 cm	32 cm	9708-M
Large	58 cm	42 cm	33 cm	9708-L

#### Comfy hård

Storlekar	A	B	C	Art.nr
Small	54 cm	37 cm	27 cm	9709-S
Medium	56 cm	39 cm	28 cm	9709-M
Large	60 cm	42 cm	30 cm	9709-L

## Höftskyddsbyxa

### Höftskydd SafeHip AirX Unisex



Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd. SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos äldre personer. Kan användas tillsammans med inkontinensskydd.

**Leverantör** NordiCare Ortopedi och Rehab AB  
[www.nordicare.se](http://www.nordicare.se)

Måttagning, cm över höften på bredaste stället.

Art nr	Storlek	Höftmått
31065	XS	65-85 cm
31067	S	75-95 cm
31068	M	90-110 cm
31069	L	100-120 cm
31066	XL	110-140 cm
32223	XXL	120-150 cm

### Höftskydd SafeHip AirX Open



Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd för att förebygga höftfraktur hos äldre personer. Kan med fördel användas tillsammans med inkontinensskydd.

**Leverantör** NordiCare Ortopedi och Rehab AB  
[www.nordicare.se](http://www.nordicare.se)

Måttagning, cm över höften på bredaste stället.

Art nr	Storlek	Höftmått
31070	XS	65-85 cm
31072	S	75-95 cm
31073	M	90-110 cm
31074	L	100-120 cm
31071	XL	110-140 cm
38047	XXL	120-150 cm



### Höftskydd SafeHip Active Unisex



Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd för att förebygga höftfraktur hos äldre personer. Används vid specifika aktiviteter, t.ex. träning. Ska inte användas hela dagen.

**Leverantör** NordiCare Ortopedi och Rehab AB

[www.nordicare.se](http://www.nordicare.se)

Måttagning, cm över höften på bredaste stället.

Art nr	Storlek	Höftmått
30182	S	85-95 cm
30552	M	92-105 cm
30186	L	105-115 cm
30041	XL	115-125 cm
38897	XXL	125-140 cm