

Sortimentsöversikt

Kroppsburet skyddsmaterial

Innehåll

Innehåll	4
Hälskydd	1
Svenko hälskydd	1
Hälskydd Molly	1
Gelbodies Häl- och ankelskydd	2
AireRx Protect	2
Maxxcare Heal Pro Evolution	3
Armbågsskydd	4
Gelbodies Armbågsskydd	4
Hjälm	5
Toppen77	5
Ribcap Baseball keps	6
Måttagning Baseball keps	6
Ribcap Lenny grey	7
Måttagning Lenny	7
Comfy mjuk	8
Hjälm med mjukt skal	8
Comfy hård	9
Hjälm med hårt skal	9
Tillbehör Comfy mjuk, hjälm med mjukt skal, Comfy hård och hjälm med hårt skal	10
Måttagning Comfy mjuk, hjälm med mjukt skal, Comfy hård och hjälm med hårt skal	10
Höftskyddsbyxa	11
Höftskydd SafeHip AirX Unisex	11
Höftskydd SafeHip AirX Open	11
Höftskydd SafeHip AirX (Men) Herr	12
Höftskydd SafeHip Active Unisex	12
Tryckavlastningskudde	13
Care Vave avlastningskudde öra	13

Hälskydd

Svenko hälskydd



Hälskydd fylld med silikoniserade polyesterhållfibrer för att minimera risken för skjuv och friktion. Används i trycksårsförebyggande syfte.

Leverantör Arjo Scandinavia AB www.arjohuntleigh.se

Art nr
10477

Hälskydd Molly



För positionering, förebyggande av trycksår och som ett hjälpmedel för att avlasta trycksår på hälar. Ger möjlighet att fritt röra benet och göra lägesändringar. Tillverkad av trögsaum, vilket gör att det tar cirka 15-20 minuter innan skummet har anpassat sig till tyngden och det går att avgöra om det är rätt storlek.

För val av storlek mäts benlängden, d.v.s från främre höftbenskammen till inre malleolen. Avstånd mellan häl och underlag ska vara cirka 2 cm.

Vätsketätt överdrag.

Leverantör Care of Sweden AB
www.careofsweden.se

Art nr	Storlek
45150	Small: benlängd mellan 78 - 85 cm
44785	Medium: benlängd 86-94,5 cm
45151	Large: benlängd 102-103 cm

Gelbodies Häl- och ankelskydd



Tryckavlastande skydd för häl, hälsena och anklar. Skydden är tillverkade av polyester och silikon. Mät omkretsen över vristen runt hälen. Hamnar storleken mellan två storlekar, välj den större. Levereras ut styckvis (vid behov av skydd till både höger och vänster häl/ankel beställs 2 st).

Leverantör Salubrious AB www.salubrious.se

Art nr	Storlek
26875	S 20-25cm
26794	M 25-30cm
26795	L 30-36cm

AireRx Protect

Utgående artikel, kan förskrivas om lagersaldo finns.



Strumpor med friktions- & skjuvningsprevention. Tryckfördelande skum under foten, hälen och på sidorna vid anklarna. Går att justera med kardborreband vid anklarna.

Brukaren bör ej gå med AireRx Protect på sig då risk för halka och fall föreligger.

Mät största omkretsen när produkten ska användas. Hamnar storleken mellan två storlekar, välj den större.

Leverantör Salubrious AB www.salubrious.se

Art nr	Storlek
39572	S vä 20-25 cm
39573	S hö 20-25 cm
39574	M vä 25-30 cm
39575	M hö 25-30 cm
39576	L vä 30-36 cm
39577	L hö 30-36 cm



Maxxcare Heal Pro Evolution

Hälavlastaren består av ett lågfriktionsmaterial och ett mjukt material på insidan. 4 luftceller inslutna i hälavlastaren. Kan användas i liggande, sittande och vid förflyttning kortare sträckor, till exempel förflyttning från säng till toalett.

Tvättas i maskin 60 grader.

Leverantör Invacare AB www.invacare.se

Art nr	Storlek = Vristdimension
45158	Small mindre än 38 cm
45156	Standard mindre än 43 cm
45157	X-Large större än 43 cm

Armbågsskydd



Gelbodies Armbågsskydd

Tryckavlastande skydd för armbåge. Skydden är tillverkade av polyester och silikon. Mät omkretsen över armbågen på det kraftigaste stället. Hamnar storleken mellan två storlekar, välj den större. Levereras ut styckvis (vid behov av skydd till både höger och vänster armbåge beställs 2 st).

Leverantör Salubrious AB www.salubrious.se

Art nr	Storlek
24044	S 20-25 cm
23208	M 25-30 cm
24045	L 30-36 cm
24046	XL 36-41 cm

Hjälm



Toppen77

Tyghjelm, hakspännet finns enbart med självutlösande spänne.

Skyddsegenskaper

Barn:

Vid låga fallhöjder, som det handlar om när ett barn ramlar, ger hjälmen ett gott skydd mot hjärnskakning vid fall mot plant golv. Dock ger den inte, som t.ex. cykelhjälm, skydd vid fall mot spetsiga kanter och föremål, som t.ex om huvudet ramlar mot en tröskel.

Vuxen:

När det handlar om en vuxen person som bär hjälmen måste man vara medveten om betydelsen av såväl huvudets vikt som fallhöjden, då det är här är fråga om fallhöjder, som är mycket större än en meter. Dessutom är huvudets vikt större än ett barns.

Leverantör Minicrosser www.minicrosser.se

Hjälm finns för huvudomfång 42 cm – 62 cm.
Lämplig storlek är huvudomfång ökat med 1 cm.

Ribcap Baseball keps




Mjuk skyddshjälm med självutlösande hakrem. Storleken kan justeras på baksidan av kepsen. Om huvudmättet hamnar mellan två storlekar, välj den större.

Leverantör Salubrious www.salubrious.se

Art nr	Storlek	Huvudmått	Färg
43948	Midi/Maxi	50-55 cm	Navy
47703	S/M	53-58 cm	Navy
47704	L/XL	59-65 cm	Navy
48642	S/M	53-58 cm	Röd
48643	L/XL	59-65 cm	Röd

Måttagning Baseball keps



MINDRE STORLEKAR

STORLEK	A	B
Mini/Maxi	16,5 cm	50-55 cm

VUXNA - SENIOR

STORLEK	A	B
Small/Medium	17,5 cm	53-58 cm
Large/Extra Large	18,5 cm	59-65 cm

NÄR DU ÄR MELLAN STORLEKAR,
VÄLJ DEN STÖRRE STORLEKEN.

Ribcap Lenny grey




Mjuk skyddshjälm med självutlösande hakrem.

Om huvudmättet hamnar mellan två storlekar, välj den större.

Leverantör Salubrious www.salubrious.se

Art nr	Storlek	Huvudmått
47692	Mini	47-49 cm
47690	Midi	50-52 cm
45169	Maxi	53-55 cm
47693	S	53-55 cm
47691	M	56-58 cm
47689	L	59-61 cm
47694	XL	62-65 cm

Måttagning Lenny



MINDRE STORLEKAR

STORLEK	A	B
Mini	16 cm	47-49 cm
Midi	17,5 cm	50-52 cm
Maxi	17,5 cm	53-55 cm

VUXNA - SENIOR

STORLEK	A	B
Small	17,5 cm	53-55 cm
Medium	18,5 cm	56-58 cm
Large	19,5 cm	59-61 cm
Extra Large*	20,5 cm	62-65 cm

NÄR DU ÄR MELLAN STORLEKAR,
VÄLJ DEN STÖRRE STORLEKEN.

Comfy mjuk



Hjälmen är superlätt och bekväm med ventilationshål. Tillverkad av kompressionsformat skum. Enkel att rengöra med tvål och vatten. Hjälmen passar personer som behöver lindrigare skydd. Vikt 85 gram.

Leverantör HEA Medical AB www.heamedical.se

Art nr	Storlek	Huvudmått
47681	S	53 cm
47680	M	56 cm
47679	L	58 cm

Hjälm med mjukt skal



Hjälm med mjukt skal. Materialet är stötabsorberande EVA-skum som behåller sin form och förmåga att skydda huvudet. Hjälmen kan användas av personer som behöver lindrigare skydd. Vikt 250 gram.

Om huvudmåtten hamnar mellan två storlekar, välj den större. Kan kompletteras med dynor.

Leverantör HEA Medical AB www.heamedical.se

Art nr	Storlek	Huvudmått
47686	XS	50 cm
47684	S	53 cm
47683	M	56 cm
47682	L	58 cm
47685	XL	64 cm
47709	XXL	65 cm

Comfy hård



Hjälm med hårt skal med ventilationshål. Insidan är tillverkad av kompressionsformat skum med ett hårt skal av polyeten. Passar personer som lätt faller, är självdestruktiva, har epilepsi eller har skalopererats. Vikt 325 gram.

Leverantör HEA Medical AB www.heamedical.se

Art nr	Storlek	Huvudmått
46204	S	54 cm
45295	M	56 cm
46939	L	60 cm

Hjälm med hårt skal



Hjälm med hårt skal. Hjälmens har ventilationshål runt om. Materialet är stötabsorberande EVA-skum med ett hårt skal av polyeten. Både skärm och hakskydd är avtagbart. Passar personer som lätt faller, är självdestruktiva, har epilepsi eller har skalopererats. Vikt 500 gram.

Om huvudmåtten hamnar mellan två storlekar, välj den större. Kan kompletteras med dynor.

Leverantör HEA Medical AB www.heamedical.se

Art nr	Storlek	Huvudmått
47688	XS	50 cm
28391	S	54 cm
40734	M	56 cm
46625	L	60 cm
47688	XL	63 cm

Tillbehör Comfy mjuk, hjälm med mjukt skal, Comfy hård och hjälm med hårt skal



47817
Hjässdyna till hjälm



47819
Inläggsband till hjälm



47818
Ovala dynor till hjälm
4 st


Måttagning Comfy mjuk, hjälm med mjukt skal, Comfy hård och hjälm med hårt skal

A Omkrets huvud

B Från ögonbrynsnivå över hjässan till den punkt där hjälmen skall sluta

C Från örontopp till örontopp över hjässan

- A-måttet är det viktigaste.
- Skulle måttet hamna mellan två storlekar välj då den större.



Hjälm med mjukt skal

Storlekar	A	B	C	Art.nr
X-small	50 cm	34 cm	25 cm	9820-XS
Small	53 cm	38 cm	30 cm	9820-S
Medium	56 cm	42 cm	32 cm	9820-M
Large	58 cm	42 cm	33 cm	9820-L
X-large	64 cm	44 cm	34 cm	9820-XL

Hjälm med hårt skal

Storlekar	A	B	C	Art.nr
X-small	50 cm	35 cm	24 cm	9825-XS
Small	54 cm	37 cm	27 cm	9825-S
Medium	56 cm	39 cm	28 cm	9825-M
Large	60 cm	42 cm	30 cm	9825-L
X-large	63 cm	44 cm	33 cm	9825-XL

Comfy mjuk

Storlekar	A	B	C	Art.nr
Small	53 cm	38 cm	30 cm	9708-S
Medium	56 cm	42 cm	32 cm	9708-M
Large	58 cm	42 cm	33 cm	9708-L

Comfy hård

Storlekar	A	B	C	Art.nr
Small	54 cm	37 cm	27 cm	9709-S
Medium	56 cm	39 cm	28 cm	9709-M
Large	60 cm	42 cm	30 cm	9709-L

Höftskyddsbyxa



Höftskydd SafeHip AirX Unisex

SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos äldre personer.

Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd.

Leverantör NordiCare Ortopedi och Rehab AB
www.nordicare.se

Måttagning, cm över höften på bredaste stället

Art nr	Storlek	Höftmått
31065	XS	65-85
31067	S	75-95
31068	M	90-110
31069	L	100-120
31066	XL	110-140
32223	XXL	120-150



Höftskydd SafeHip AirX Open

SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos äldre personer.

Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd.

Leverantör NordiCare Ortopedi och Rehab AB
www.nordicare.se

Måttagning, cm över höften på bredaste stället

Art nr	Storlek	Höftmått
31070	XS	65-85
31072	S	75-95
31073	M	90-110
31074	L	100-120
31071	XL	110-140
38047	XXL	120-150

Höftskydd SafeHip AirX (Men) Herr



SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos äldre personer.

Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd.

Leverantör NordiCare Ortopedi och Rehab AB

www.nordicare.se

Måttagning, cm över höften på bredaste stället

Art nr	Storlek	Höftmått
38894	XS	65-85
33065	S	75-95
33064	M	90-110
32836	L	100-120
38895	XL	110-140
38896	XXL	120-150

Höftskydd SafeHip Active Unisex



SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos äldre personer.

Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd.

Leverantör NordiCare Ortopedi och Rehab AB

www.nordicare.se

Måttagning, cm över höften på bredaste stället

Art nr	Storlek	Höftmått
30182	S	85-95
30552	M	92-105
30186	L	105-115
30041	XL	115-125
38897	XXL	125-140

Tryckavlastningskudde



Care Vave avlastningskudde öra

Kudden är fylld med bolsterpärlor som formar sig efter ansiktets form och stödjer från hakspetsen över kind och käkpartiet upp mot tinningloben. Ett elastiskt hål format som ett öra i kombination med kuddens fyllnadsmaterial gör att örat får en total avlastning. Kudden används framförallt av brukare som ligger stilla i sängen och som riskerar att få trycksår eller som redan har sår.

Leverantör Togemo AB www.togemo.se

Art nr	Storlek
35067	kudde 30x30 cm
37608	överdrag