

Sortimentsöversikt

Omgivningskontroll och styrsätt

Innehåll

Innehåll	1
Omgivningskontroll, reläboxar	2
Reläbox Andromeda socket	2
Omgivningskontroll, kontaktstyrning av leksak	3
Batterikontakt	3
Omgivningskontroll, alternativ styrning	4
Sängmottagare Gewa Andromeda IR-REC8 BED	4
Strömbrytare	5
Big Red med Twist	5
Jelly Bean med Twist	5
Specs Switch, Manöverkontakt, Blå	6
Manöverkontakt Pikobutton	6
Mini Beamer	7
OMK MICRO LIGHT	8
Origin sug/blås-kontakt	8
Sug/blåskontakt SB-2H Komplet	9
Kontakt Ping-Pong	9
Omgivningskontroll, Sändare	10
IR-sändare Control Medi Easy	10
IR-sändare Control Medi Standard	10
IR-sändare Control 10	11
IR-sändare GEWA Maxi	11
IR-sändare Control Medi Multi	12
IR-sändare Control TV	12
Fjärrkontroll GEWA Connect	13
IR-sändare Big Jack IR-6SP	13

Omgivningskontroll, reläboxar

Reläboxar används för att trådlöst tända och släcka lampor, koppla på och av radio och många andra funktioner. Används tillsammans med en ir-sändare eller kontakt.



Reläbox Andromeda socket

Reläbox avsedd för att trådlöst tända och släcka lampor, koppla av och på strömmen till stereo, TV, datorer och värmeelement. Den är försedd med inbyggd IR-mottagare för styrning från GewaLink-sändare och inbyggd GewaRadio-mottagare. Det går också att koppla på och av strömmen genom att ansluta en manöverkontakt.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr
40206

Omgivningskontroll, kontaktstyrning av leksak



Batterikontakt

Styr en batteridrivnen leksak eller apparat med en manöverkontakt. Placera kopparplattan mellan batterikontakten och batteriet i apparaten, koppla in en manöverkontakt.

Leverantör Rehabcenter www.rehabcenter.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr

28109

Batterikontakt, stort batteri C (R14)

19684

Batterikontakt, litet batteri AA (LR6)

Omgivningskontroll, alternativ styrning



Sängmottagare Gewa Andromeda IR-REC8 BED

IR-mottagare med 8 funktioner för styrning av motordriven säng. Gör det möjligt att styra sängens funktioner med en Gewa IR-sändare och även med andra tryckkontakter.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr
38308

Strömbrytare



Big Red med Twist

Manöverkontakt, storlek Ø 12 cm. 4 utbytbara lock i olika färger. Samma kraft krävs över hela tryckytan. Klickljud vid aktivering. Enkla att montera med färdiga skruvhål. 1.65 m kabel med 3.5 mm stickpropp.

Leverantör RehabCenter AB www.rehabcenter.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr

33163	Big Red med Twist (inkl. fyra lock)
33584	12 cm Twist top, röd
33585	12 cm Twist top, gul
33586	12 cm Twist top, blå
33587	12 cm Twist top, grön
15764	12 cm genomskinligt lock



Jelly Bean med Twist

Manöverkontakt, storlek Ø 6 cm. 4 utbytbara lock i olika färger. Samma kraft krävs över hela tryckytan. Klickljud vid aktivering. Enkla att montera med färdiga skruvhål.

Leverantör RehabCenter AB www.rehabcenter.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr

33162	Jelly Bean med Twist (inkl. fyra lock)
33588	6 cm Twist top, röd
33589	6 cm Twist top, gul
33590	6 cm Twist top, blå
33591	6 cm Twist top, grön
19362	6 cm genomskinligt lock



Specs Switch, Manöverkontakt, Blå

Manöverkontakt, storlek Ø 6 cm. 4 utbytbara lock i olika färger.

Leverantör RehabCenter AB www.rehabcenter.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr
18979



Manöverkontakt Pikobutton

Lättryckt manöverkontakt.

1,5 m kabel med 3,5 mm vinklad telepropp. Diameter: 50 mm och 30mm.

Tryckkraft (50mm)125g och (30mm)75g.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Mått

Omkrets	Finns i 50 mm och 30 mm
Tryckkraft	50 mm = 125 g. 30 mm = 75 g
Kabel	1,5 m med 3,5 mm vinklad telepropp

Art nr	50 mm
30434	Svart

	30 mm
23826	Blå
30433	Silver
23828	Guld
32587	Svart
35719	Svart vattentålig



Mini Beamer

Mini Beamer fungerar som en traditionell manöverkontakt, men utan långa kablar. Sändaren aktiveras med touchyta.

Leverantör RehabCenter AB www.rehabcenter.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr
36817



OMK MICRO LIGHT

Passar för personer med muskelsvaghet och liten rörelseförmåga

Storlek 4,5x1,3x2 cm

Tryckkraft 10 gram

Leverantör Picomed AB www.picomed.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr

14881



Origin sug/blås-kontakt

Manöverkontakten består av headset med munstycke och tryckavkännare för två funktioner. Levereras med två anslutningskablar med 3,5 mm propp.

Leverantör RehabCenter AB www.rehabcenter.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr

33955

Origin sug- och blåskontakt

24138

(Reservdel) Filter till sug- och blåskontakt



Sug/blåskontakt SB-2H Komplet

Sug- och blåskontakt med två funktioner. Komplet med hållare, slang, salivavskiljare och munstycke.

<http://www.swereco.se>

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Mått

Bredd	105 mm
Djup	60 mm
Höjd	23 mm
Vikt	50 gram
Manöverkraft	200 gram

Art nr

44554



Kontakt Ping-Pong

Ping-Pong kontakten manövreras genom ett enkelt tryck. Passar personer med muskelsvaghet och/eller liten rörelseförmåga. Finns monterad på arm som är 48 cm.

Leverantör Knop Rehatek AB www.knop.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr

23924	48 cm
35809	3 m sladd och kontakt (ej arm)

Omgivningskontroll, Sändare

Med IR-sändare kan man trådlöst styra funktioner i sin omgivning.



IR-sändare Control Medi Easy

IR-sändare som ligger lätt i handen, med lätttryckta knappar.

Den har 4 alternativt 2 knappar. Både 4- och 2-knappars raster medföljer. IR-signaler från andra fjärrkontroller kan läsas in.

När man trycker på knapparna så får man bekräftelse i form av vibration, ljud och ljus.

Den kan anpassas med bildstöd.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr
37130



IR-sändare Control Medi Standard

IR-sändare som ligger lätt i handen, med lätttryckta knappar.

Den har 8 knappar och 4 nivåer (totalt 28 funktioner). IR-signaler från andra fjärrkontroller kan läras in.

När man trycker på knapparna så får man bekräftelse i form av vibration, ljud och ljus.

Kan anpassas med bildstöd

En strikt kodad kanal för t.ex. dörröppning finns.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr
37132



IR-sändare Control 10

Utgående

Programmerbar IR-handsändare med 10 knappar. Kan lära in signaler från olika fjärrkontroller.
Max 36 kanaler i 4 nivåer.
Kan anpassas med bildstöd
En strikt kodad kanal för t.ex. dörröppning finns.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr
25672



IR-sändare GEWA Maxi

Programmerbar IR-sändare som kan lära in funktioner från andra fjärrkontroller och andra IR-styrda enheter. Kan även styras med scanning med två stycken flerfunktions manöverkontakter. Kan lägga in anpassade symboler, ställa in anslagsfördröjning och/eller latenstid.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr
44403



IR-sändare Control Medi Multi

IR-sändare som ligger lätt i handen, med lätttryckta knappar.
 Den har 8 knappar och 4 nivåer (totalt 28 funktioner) med möjlighet att sända både IR och GEWA radio.
 IR-signaler från andra fjärrkontroller kan läras in.
 Kan även styras med scanning med en manöverkontakt.
 När man trycker på knapparna så får man bekräftelse i form av vibration, ljud och ljus.
 Kan anpassas med bildstöd.
 En strikt kodad kanal för t.ex. dörröppning finns.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr
37131



IR-sändare Control TV

Utgående

IR-sändare som gör det enklare att styra exempelvis TV, DVD och digitalbox.
 Den kan lagra max 10 olika funktioner.
 Den behöver inte riktas direkt mot TV:n.
 Knapparna är stora, tydliga och lätttryckta.
 Kan anpassas med bildstöd.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr
30852

Fjärrkontroll GEWA Connect



GEWA Connect kan styra omgivningen, såsom TV, lampor, fönster och dörrar.

Systemet används tillsammans med den egna android-enheten och styrs med manöverkontakt.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr
43985

IR-sändare Big Jack IR-6SP



Programmerbar IR-sändare för omgivningskontroll via manöverkontakter. Upp till 6 manöverkontakter med 3,5 mm telepropp kan anslutas för sex olika funktioner. Kanaler från TV, video och andra fjärrkontroller kan läras in. Kontakter ingår ej.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Arbetsterapeut, logoped, specialpedagog verksam på habiliteringsmottagningen

Art nr
14443