

Sortimentsöversikt

På- & avklädning och ersättning för grepp

Innehåll

| | |
|--|----|
| Strumppåtagare | 1 |
| Strumppåtagare plast..... | 1 |
| Strumppåtagare Socky kort..... | 1 |
| Strumppåtagare Socky lång..... | 1 |
| Strumppåtagare och strumpavtagare | 2 |
| Easy slide Arm för påtagning av armstrumpa | 2 |
| Medi Butler arm | 2 |
| Magnide 2in1 Glidsocka för på- och avtagning | 2 |
| Medi 2in1 Glidsocka för på- och avtagning | 3 |
| Sim Slide Glidsocka för på- och avtagning | 3 |
| Arion Easy Slide för påtagning | 3 |
| Medi Butler lång för påtagning | 4 |
| Medi Big Butler för påtagning..... | 4 |
| Medi Butler justerbar | 4 |
| Medi Butler strumpbyxa | 5 |
| Medi Butler Off Hjälpmedel för avtagning Universal | 5 |
| Knappknäppare | 6 |
| Knappknäppare | 6 |
| Knappknäppare Butler | 6 |
| Ersättning för grepp | 7 |
| Plocktång | 7 |
| Universalsvred Uni..... | 7 |
| Antihalkduk..... | 7 |
| Vred för nyckel och lås | 8 |
| Nyckelgrepp metallstång..... | 8 |
| Patentlåsöppnare romboid | 8 |
| Griptång | 9 |
| Griptång Nå Fram Aktiv..... | 9 |
| Griptång Nå Lätt Passiv | 9 |
| Griptång Aktiv..... | 10 |

Strumppåtagare



Strumppåtagare plast

Tillverkad i polyetenplast. Den är försedd med långa bomullsband och en klädnypa för att hålla strumpan på plats.

Leverantör: www.swereco.se

Art nr
35157



Strumppåtagare Socky kort

Socky kort kan användas för att ta på korta och långa strumpor eller sockor. Strumppådragaren är utmärkt för personer med rygg-, höft- eller knäledsproblem

Leverantör www.etac.se

Art nr
10484

Längd
40 cm



Strumppåtagare Socky lång

Socky lång gör det enkelt att ta på sig korta och långa strumpor, sockor eller strumpbyxor. Strumppådragaren är utmärkt för personer med rygg-, höft- eller knäledsproblem.

Leverantör www.etac.se

Art nr
10482

Längd
60 cm

Strumppåtagare och strumpavtagare



Easy slide Arm för påtagning av armstrumpa

Med hjälp av Easy Slide Arm kan brukaren enkelt ta på sina medicinska kompressionsstrumpor för arm helt på egen hand. Strumpan glider lätt på tack vare det glatta materialet.

Leverantör www.medi.se

| Art nr | Storlek |
|--------|---------|
| 34093 | M |
| 34094 | L |



Medi Butler arm

Påtagningshjälpmedel för kompressionsstrumpor till arm. Underlättar påtagning av armstrumpor. Påtagning utan assistans. Passar även för personer med begränsad rörlighet.

Leverantör www.medi.se

Art nr
40777



Magnide 2in1 Glidsocka för på- och avtagning

Passar kompressionsstrumpor med sluten tå. Magnide 2in1 är en glidsocka som är försluten med magneter. När kompressionsstrumpan sitter uppe på benet lossas magneterna från varandra och Magnide kan på så vis avlägsnas

OBS! Magnide 2in1 innehåller flera magneter och ska därför inte vara i närheten av pacemaker eller defibrillatorer, minsta avståndet är 30 cm.

Leverantör www.medi.se

| Art nr | Storlek | Skostorlek |
|--------|---------|------------|
| 41669 | M | <40 |
| 41670 | L | <46 |
| 41671 | XL | >46 |



Medi 2in1 Glidsocka för på- och avtagning

Glidsocka för på- och avtagning av kompressionsstrumpor, såväl arm- som benstrumpa oavsett öppen eller sluten tå. Glidsockan är tillverkad i slitstarkt material.

Leverantör www.medi.se

Art nr
30669



Sim Slide Glidsocka för på- och avtagning

Passar kompressionsstrumpor med öppen tå. Kompressionsstrumpan glider lätt upp på benet tack vare det glatta materialet. När kompressionsstrumpan tagits på dras glidsockan ut via den öppna tådelen.

Leverantör www.medi.se

| Art nr | Storlek | Skostorlek |
|--------|---------|------------|
| 43718 | S | 34-36 |
| 43719 | M | 37-38,5 |
| 43720 | L | 39-41 |
| 43721 | XL | >42 |



Arion Easy Slide för påtagning

Passar kompressionsstrumpor med öppen tå men där åtsnörningsfunktionen som finns på Sim Slide risker att skada huden.

Leverantör www.medi.se

| Art nr | Storlek | Skostorlek |
|--------|---------|------------|
| 49679 | S | 34-36 |
| 49680 | M | 37-38,5 |
| 49681 | L | 39-41 |
| 49682 | XL | < 42 |



Medi Butler lång för påtagning

Passar kompressionsstrumpor med öppen och sluten tå. De långa handtagen ger stabilitet och minskar kravet på rörlighet hos brukaren.

Leverantör www.medi.se

| Art nr | Längd | Cylinders diameter |
|--------|-------|--------------------|
| 26662 | 35 cm | 10 cm |



Medi Big Butler för påtagning

Big Butler har en bredare cylinder och lämpar sig därför utmärkt för påtagning av större storlekar samt måttillverkade strumpor med större omfång.

Leverantör www.medi.se

| Art nr | Längd | Cylinders diameter |
|--------|-------|--------------------|
| 26934 | 45 cm | 14 cm |




Medi Butler justerbar

Speciellt utvecklat för brukare med mycket begränsad rörlighet. De justerbara handtagen ställs in utifrån brukarens behov.

Leverantör www.medi.se

| Art nr | Längd | Cylinders diameter |
|--------|----------|--------------------|
| 27367 | 36-58 cm | 10 cm |

Medi Butler strumpbyxa



Förenklar påtagning av strumpbyxor för brukare med begränsad rörlighet, då den har två praktiska cylindrar.

Leverantör www.medi.se

Art nr
49738

Medi Butler Off Hjälpmedel för avtagning Universal



Skaflet på hjälpmedlet placeras mellan strumpan och benet. Sedan är det bara att trycka ned handtaget. Strumpan följer med automatiskt. Passar strumpor med öppen tå som sluten tåspets samt alla storlekar. Utmärkt för brukare som har nedsatt rörlighet i höften.

Leverantör www.medi.se

| | |
|--------|-------|
| Art nr | Längd |
| 30668 | 52 cm |

Knappknäppare



Knappknäppare

Underlättar vid knäppande av knappar tex skjortor, blusar, kjolar

16 cm lämpligt knapphål >14 mm
18 cm lämpligt knapphål stor > 22 mm

Leverantör www.swereco.se

| Art nr | Längd |
|--------|-------|
| 10490 | 16 cm |
| 10491 | 18 cm |



Knappknäppare Butler

Butler har ett kulformat grepp, avsedd för lite mindre knappar. Den kulformade knappknäpparen kan även användas som blixtlåsuppdregare.

Leverantör www.etac.se

| Art nr | Längd |
|--------|-------|
| 23269 | 13 cm |

Ersättning för grepp



Ploktång

Griptång för personer med svaga händer. Använd den till att dra ut flikar på förpackningar, blixtlås eller att plocka upp småsaker med.

Leverantör: www.stirex.se

Art nr 13065



Universolvred Uni

Uni Universolvred är ett specialutformat vridgrepp som underlättar små dagliga göromål som att vrida på vattenkranen, öppna/låsa dörren eller sätta på spisen, diskmaskinen eller tvättmaskinen

Leverantör www.etac.se

Art nr 13067



Antihalkduk

Leverantör www.heamedical.se

| | |
|--------|-------------|
| Art nr | Storlek |
| 13079 | 40 cm x 9 m |
| 25109 | 40 cm x 2 m |

Vred för nyckel och lås



Nyckelgrepp metallstång

Nyckelgrepp i form av en metallstång ger extra hävarm

Leverantör www.swereco.se

Art nr 17427



Patentlåsöppnare romboid

Patentlåsöppnare för romboidformade låsvred fästes m medföljande skruvar

Leverantör www.swereco.se

Art nr 13077

Griptång



Griptång Nå Fram Aktiv

De har en lättgående bygel som kräver liten öppningsvinkel på handen för att fingrarna ska nå runt. Handtaget är bekvämt format med ett kraftigt glidstopp och har en liten men mycket stark magnet som klarar allt från knappnålar till nyckelknippor.

Tillverkad av aluminium vilket gör den mycket lätt.

Ändarna på griplorna är formade för att lättare kunna gripa tag i föremål.

Leverantör www.swereco.se

| Art nr | Längd | Färg | Vikt |
|--------|-------|------|---------|
| 13052 | 40 cm | Grå | 0,19 kg |
| 13053 | 60 cm | Grön | 0,24 kg |
| 13054 | 70 cm | Röd | 0,27 kg |
| 13055 | 80 cm | Blå | 0,28 kg |

13066 Hätta i gummi till griptång NåFram, par
- beställs till kundlager



Griptång Nå Lätt Passiv

De har en lättgående bygel som kräver liten öppningsvinkel på handen för att fingrarna ska nå runt. Handtaget är bekvämt format med ett kraftigt glidstopp och har en liten men mycket stark magnet som klarar allt från knappnålar till nyckelknippor.

Tillverkad av aluminium vilket gör den mycket lätt.

Ändarna på griplorna är formade för att lättare kunna gripa tag i föremål.

Leverantör www.swereco.se

| Art nr | Längd | Färg | Vikt |
|--------|-------|------|---------|
| 13060 | 40 cm | Grå | 0,1 kg |
| 13062 | 60 cm | Grön | 0,12 kg |
| 13063 | 70 cm | Röd | 0,14 kg |
| 13064 | 80 cm | Blå | 0,15 kg |

Griptång Aktiv



Handtaget är vinklat för att ta tillvara handens kraft och för att ge ett effektivt grepp i olika situationer. På Handtaget finns ett pekfingerstöd som ger bättre precisionsgrepp.

Hela greppytan är klädd med slitstarkt gummi som ger god friktion och minskar kraftbehovet. Gripklon är ställbar i två lägen. Det innebär att griptången kan användas både horisontellt och vertikalt utan att armen behöver vridas. Griptången har en magnet i handtaget för att kunna plocka åt sig saker i metall.

Leverantör www.etac.se

| Art nr | Längd | Vikt |
|--------|-------|---------|
| 13056 | 45 cm | 0,11 kg |
| 13057 | 70 cm | 0,13 kg |