

Sortimentsöversikt


Tillsatser till möbler

Förhöjningsplatta
Förhöjningskloss
Bokstöd
Läsbord/Arbetsbord

Innehåll

Förhöjningsplatta	1
Bertilplatta låg.....	1
Bertilplatta hög.....	1
Förhöjningskloss	2
Förhöjningskloss Reko.....	2
Förhöjningskloss Magnum.....	2
Förhöjningskloss Liljan	3
Förhöjningskloss Bull	3
Förhöjningskloss Bill	4
Förhöjningsklossar	4
Langham förhöjningskoner	5
Förhöjningskloss 4 pack	6
Förhöjningskloss Suregrip.....	7
Glidhjul	8
Glidhjul	8
Bokstöd och bokhållare.....	9
Bokstöd	9
Bokstöd	9
Läsbord	10
Sängbord Sonnet Basic bok	10

Förhöjningsplatta



Bertilplatta låg


Plattorna har slutna celler vilket innebär att de inte drar åt sig vatten samt att det går att skära i dem. Plattorna har en gul kantmarkering på ovansidan, på undersidan finns antihalkremsor. Plattorna kan limmas samman för att få högre höjd.

Leverantör Nordic Rehab AB www.gulare.com

Förskrivare A S/Ft

Vikt 500 g

Art nr 30501 40x40x6 cm



Bertilplatta hög

Plattorna har slutna celler vilket innebär att de inte drar åt sig vatten samt att det går att skära i dem. Plattorna har en gul kantmarkering på ovansidan, på undersidan finns antihalkremsor. Plattorna kan limmas samman för att få högre höjd

<http://www.swereco.se>

Leverantör Nordic Rehab AB www.gulare.com

Förskrivare A S/Ft

Vikt 650 g

Art nr 30740 40x40x8,5 cm

Förhöjningskloss



Förhöjningskloss Reko

Kan användas för att höja stol, säng, bord m.m.
Byggbar höjd: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm och 15 cm.
Max 4 st distansklossar får användas. Förhöjningskloss reko beställs styckvis.

Leverantör Swereco www.swereco.se

Förskrivare A S/Ft DSsk

Invändigt mått 6x6 cm

Art nr
12994



Förhöjningskloss Magnum

Kan användas för att höja stol, säng, bord m.m.
Passar även ben som är bredare än förhöjningsklossen (t.ex. sockelsängar), så länge de inte är tjockare än 3 cm. Byggbar höjd: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 12,5 och 15 cm. Max 4 st distansklossar får användas. Förhöjningskloss Magnum beställs styckvis.

Leverantör Swereco www.swereco.se

Förskrivare A S/Ft DSsk

Invändigt mått 10x10 cm

Art nr
17136

Förhöjningskloss Liljan

Utgående



Liljan passar de flesta benformer. I första steget förhöjs benet 5 cm. För varje förhöjningsbit som placeras inuti Liljan ökas höjden 2,5 cm.

Passar till ben:

Kvadratiska ben upp till 6 cm

Runda ben upp till Ø 6 cm

Ovala ben upp till 4x6,5 cm

Rektangulära ben upp till 4x6,5 cm

Leverantör Liko www.liko.se

Förskrivare A S/Ft DSsk

Brukarvikt max 120 kg per ben

Art nr
12996

Förhöjningskloss Bull



Lämplig för förhöjning av sängar, soffor, bord och stolar med runda, ovala eller rektangulära ben. Passar ben Ø 3-6 cm. Byggbar höjd: 7,5 cm, 10 cm, 12,5 och 15 cm. Använd max 3 distansklossar. En förpackning innehåller 4 st förhöjningsklossar.

Leverantör Swereco www.swereco.se

Förskrivare A S/Ft DSsk

Brukarvikt max 320 kg inkl möbelns tyngd vid användning av 4 förhöjningsklossar

Art nr
46732



Förhöjningskloss Bill




Kan användas för att höja stol, säng, bord m.m.
Den runda botten gör den speciellt lämplig för förhöjning av stolar med lutande ben. Passar till ben Ø 3-5 cm.
Byggbar höjd: 7,5 cm, 10 cm och 12,5 cm. Max 2 st distansklossar får användas. En förpackning innehåller 4 st förhöjningsklossar.

Leverantör Swereco www.swereco.se

Förskrivare A S/Ft DSsk

Brukarvikt max 320 kg inkl möbelns tyngd vid användning av 4 förhöjningsklossar

Art nr
12997



Förhöjningsklossar

Passar både ben och sockel som är 3,5 cm höga eller högre. Byggbarhöjd: 3,5 cm, 7 cm, 10,5 cm och 14 cm. Stapla maximalt fyra klossar på varandra. Mått: 8,5 cm i diameter, yttermått 9x9 cm. Förhöjningsklossen kan kompletteras med ring vid smala svarvade ben (mindre än 3,5 centimeter) för att få en heltäckt kloss. Höjd på ringen är 2,6 cm. En förpackning levereras med 1 stapel förhöjningsklossar (4 st distansklossar).

Leverantör Humancare AB www.humancaregroup.com

Förskrivare A S/Ft DSsk

Brukarvikt max 200 kg

Art nr
45507 Förhöjningskloss
45506 Ring till förhöjningskloss

Langham förhöjningskoner



Förhöjningskoner som kan justeras i höjd. Gummipackningarna i varje kon låser dem på plats runt benet, vilket gör att möblerna kan flyttas utan att konerna lossnar. Byggbar höjd: 2,5 cm, 5,0 cm och max 7,5 cm. Varje förpackning innehåller 4 koner med lyfthöjden 7,5 cm.

Finns i tre storlekar för att passa olika stol- eller sängbensgrovlekar. Om benet är fyrkantigt får benets diagonala mått inte överstiga diametern för maxmåttet för respektive kon. Begreppet "Djup" i tabellen nedan avser hur långt möbelbenen sticker ner i konen.


Leverantör Euforia AB www.euforia.se

Förskrivare A S/Ft DSsk

Brukarvikt max 500 kg

Art nr	
45504	Bendiameter 1,9-3,2 cm Djup 3,4 cm
35444	Bendiameter 3,2-4,5 cm Djup 4 cm
45505	Bendiameter 4,3-5,8 cm Djup 4 cm

Förhöjningskloss 4 pack



Dubbelsidig förhöjningskloss som kan användas till möbelben eller medar.

Passar till ben:

Kvadratiska ben bredd upp till 8 cm

Runda ben upp till Ø 8 cm

Sängmedar bredd upp till 6,9 cm

En förpackning innehåller 4 st förhöjningsklossar.
Maximalt får tre klossar staplas på varandra. Bygghöjd beror på vilken sida av klossen som vänds uppåt, se tabell:

		1X	2X	3X	
UPP ↑			60 mm	105 mm	150 mm
UPP ↑			35 mm	80 mm	125 mm
UPP ↑			45 mm	90 mm	135 mm

Leverantör Direct Healthcare Group Sverige AB
www.handicare.se

Förskrivare A S/Ft DSsk

Brukarvikt max 500 kg/ 4 förhöjningsklossar

Art nr
42425

Förhöjningskloss Suregrip

Förhöjningskloss som passar de flesta typer av möbelben, inklusive moderna klossfötter med hjälp av de medföljande självhäftande plattorna. Suregrip kan steglöst justeras i höjd. Det finns tydliga markeringar på klossen för att underlätta att samtliga fyra klossar ställs in på samma höjd.



Passar till ben:
Kvadratiska ben upp till 7 cm
Runda ben upp till Ø 8,5 cm
Klossfötter

Leverantör Swereco www.swereco.se

Förskrivare A S/Ft DSsk

Brukarvikt max 700 kg

Art nr 49369

Handläggare, kontakta konsulent

Glidhjul



Glidhjul

Hjulen monteras på frambenen på en vanlig trästol. Glidhjulet kan monteras på de flesta stolar.

De fall där det kan vara svårt att montera hjulet är:

- När man har ett framben som lutar starkt mot golvet
- När tjockleken framifrån och bakåt på benet vid golvet är mer än 4 cm eller mindre än 2 cm.

Hjulen monteras av tekniker.

Leverantör Balzar Beskow AB www.balzar.se

Förskrivare A S/Ft

Art nr
21355

Bokstöd och bokhållare



Bokstöd


Bokstöd tillverkat av trä som ska placeras på plant underlag. Skivan är ställbar i olika vinklar och har en kantlist i nederkant.

Leverantör Swereco www.swereco.se

Förskrivare A S/Ft Lo DSsk

Höjd	27 cm
Bredd	42 cm

Art nr
13046



Bokstöd

Bokstöd tillverkat av trä som ska placeras på plant underlag. Skivan är ställbar i olika vinklar och har en kantlist i nederkant.

Leverantör Multilens AB www.multilens.se

Förskrivare A S/Ft DSsk

Höjd	37 cm
Bredd	50 cm

Art nr
35969

Läsbord



Sängbord Sonnet Basic bok

Sängbord med en höj- och vinkelställbar bordsskiva.

Leverantör Invacare AB www.invacare.se

Förskrivare A S/Ft Lo DSsk

Höjd 65-100 cm

Max belastning 20 kg

Art nr
12546