

Sortimentsöversikt

Larm- påkallning, passage, epilepsi

Innehåll

Påkallningslarm - sändare	1
Armbandssändare Smile vit och Smile E vit - ersätter ATOM	1
Tillbehör till SMILE	1
Smile EPA – Easy-Press-Adapter	1
Universalsändare INKA	2
Passagelarm - sändare	3
Sändare DOOR dörrlarm	3
Sändare rörelsevakt IR - utgående	3
Sändare rörelsevakt PIR II kpl	4
Sänglarm inkl. kontrollenhet, sensor och nätadapter	4
Sänglarm Emfit SafeBed inkl. kontrollenhet, sensor och nätadapter	5
Larmmatta 43x75cm inkl. skyddsmatta	5
Epilepsilarm - sändare	6
Ep-larm med sensor, kontrollenhet och nätadapter	6
Epilepsilarm Emfit inkl. kontrollenhet, sensor och nätadapter	6
Epilepsilarm EPI-900 vibrationsdetektor inkl. sensor	7
Epilepsilarm EpiSafe 2 inkl. kontrollenhet och sensor	7
Epilepsilarm EpiMobile	8
Mottagare – till alla sändare	9
Mottagare HOME 2G inkl. laddfack och väska Utgått leverantör	9
Mottagare TREX 2G med larmlogg inkl. laddfack och väska	9
Mottagare LINK	10
Räckviddsförlängare	11
Räckviddsförlängare REPO - utgående	11
Räckviddsförlängare REPO+ - utgående	11
Räckviddsförlängare REPO+ II	12

Påkallningslarm - sändare



Armbandssändare Smile vit och Smile E vit - ersätter ATOM

Smile är en portabel larmsändare som är avsedd att användas tillsammans med en mottagare.

Larmsändaren kan användas antingen runt handleden som en klocka eller runt halsen som ett halsband.

När man tryckt på larmknappen, vilken aktiveras genom att trycka på den röda ytan, skickas en larmsignal till mottagaren. Sändningen bekräftas med grönt sken i 3 sekunder.

Vattentät, visuell indikering på låg batterinivå.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Leg. arbetsterapeut, leg. sjuksköterska

Art nr 44895
Art nr 47117

Smile vit
Smile E vit

Tillbehör till SMILE



Smile EPA – Easy-Press-Adapter

Handikappanpassning till SMILE. Tryckplattan förenklar knapptryckningen på SMILE genom att tryckytan blir större.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Leg. arbetsterapeut, leg. sjuksköterska

Art nr 45159



Universalsändare INKA

INKA är en sändare, avsedd att användas när man vill koppla ett trådat tillbehör till en mottagare, t.ex. rörelsevakt och epilepsilarm.

Används även då det finns behov av andra manöverkontakter.

INKA har ett antal ingångar, både digitala och analoga. När en av ingångarna aktiverats skickas en radiosignal till mottagaren.

INKA kan strömförsörjas från batterier eller från en extern AC-adapter. Om man använder adapter kan batterierna användas som batteribackup.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Leg. arbetsterapeut, leg. sjuksköterska

Art nr 27272

Passagelarm - sändare



Sändare DOOR dörrlarm

DOOR är ett litet och smidigt dörrlarm som skickar larmsignal när en dörr öppnas. En magnetgivare fästs på dörren eller dörrkarmen och i anslutning till denna placeras dörrkännaren så att kontakten dem emellan bryts när dörren öppnas.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Leg. sjuksköterska, leg. arbetsterapeut verksam inom barn- och ungdomspsykiatri i Sörmland, leg. arbetsterapeut verksam inom habiliteringsverksamheten

Art nr 27284



Sändare rörelsevakt IR - utgående

Rörelsevakten känner av rörelse framför IR-sensorn. Den är monterad på en justerbar fot och kan riktas så att bästa bevakningsområde erhålls. Då en person befinner sig inom detta område, sänder rörelsevakten en radiosignal till mottagaren. Bevakningsområdet är smalt och har en räckvidd på 8-10 meter.

T.ex. kan man placera rörelsevakten vid sidan om sängen, så att man får ett larm då personen går upp ur sängen.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Leg. sjuksköterska, leg. arbetsterapeut verksam inom barn- och ungdomspsykiatri i Sörmland, leg. arbetsterapeut verksam inom habiliteringsverksamheten

Art nr 27265



Sändare rörelsevakt PIR II kpl

Rörelsevakten känner av rörelse framför IR-sensorn. Då en person befinner sig inom detta område, sänder rörelsevakten en radiosignal till mottagaren. Bevakningsområdet har en räckvidd på ca. 4 meter. Rörelsevakten har On/Off-knappar.

T.ex. kan man placera rörelsevakten bredvid eller under sängen, så att man får ett larm då personen går upp ur sängen.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Leg. sjuksköterska, leg. arbetsterapeut verksam inom barn- och ungdomspsykiatri i Sörmland, leg. arbetsterapeut verksam inom habiliteringsverksamheten

Art nr 44400



Sänglarm inkl. kontrollenhet, sensor och nätadapter

Sänglarmet larmar automatiskt om personen inte är tillbaka inom utsatt tid. Tiden är ställbar. Om personen normalt behöver 10 min. på sig för att gå på toaletten, skickas ett larm om personen inte återkommit inom den utsatta tiden.

Sänglarmet kan även larma omgående när en person lämnar sängen.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Leg. sjuksköterska, leg. arbetsterapeut verksam inom barn- och ungdomspsykiatri i Sörmland, leg. arbetsterapeut verksam inom habiliteringsverksamheten

Art nr 27269



Sänglarm Emfit SafeBed inkl. kontrollenhet, sensor och nätadapter

Sänglarmet larmar automatiskt om personen inte är tillbaka inom utsatt tid. Tiden är ställbar. Om personen normalt behöver 10 min. på sig för att gå på toaletten, skickas ett larm om personen inte återkommit inom den utsatta tiden.

Sänglarmet kan även larma omgående när en person lämnar sängen.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Leg. sjuksköterska, leg. arbetsterapeut verksam inom barn- och ungdomspsykiatri i Sörmland, leg. arbetsterapeut verksam inom habiliteringsverksamheten

Art nr 42342



Larmmatta 43x75cm inkl. skyddsmatta

Larmmattan kan användas när man vill bevaka en golvyta.

T.ex. kan man placera larmmattan nedanför sängen, man får då ett larm när personen går upp ur sängen och sätter fötterna på mattan.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Leg. sjuksköterska, leg. arbetsterapeut verksam inom barn- och ungdomspsykiatri i Sörmland, leg. arbetsterapeut verksam inom habiliteringsverksamheten

Art nr 47118

Epilepsilarm - sändare



Ep-larm med sensor, kontrollenhet och nätadapter

OBS! Emfit Epilepsilarm för säng ska inte användas under en antidecubitusmadrass där lufttrycket styrs med kompressor.

Epilepsilarmet registrerar epileptiska anfall med muskelkramper som t.ex. tonisk-kloniska, hos en person som ligger i sängen.

Epilepsilarmet registrerar onormala och kontinuerliga rörelser över ett på förhand definierat tidsspann.

Sensorn placeras i sängen under madrassen.

Epilepsilarmet passar både barn och vuxna.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Läkare

Art nr 27264



Epilepsilarm Emfit inkl. kontrollenhet, sensor och nätadapter

OBS! Emfit Epilepsilarm för säng ska inte användas under en antidecubitusmadrass där lufttrycket styrs med kompressor.

Emfit epilepsilarm registrerar epileptiska anfall med muskelkramper som t.ex. tonisk-kloniska, hos en person som ligger i sängen.

Emfit epilepsilarm registrerar onormala och kontinuerliga rörelser över ett på förhand definierat tidsspann.

Sensorn placeras i sängen under madrassen.

Epilepsilarmet passar både barn och vuxna.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Läkare

Art nr 42340



Epilepsilarm EPI-900 vibrationsdetektor inkl. sensor

Epilepsilarm EPI-900 kan detektera vissa typer av anfall när man ligger i sängen, fram för allt anfall av typen generaliserat toniskt-kloniska (GTK-anfall)

EPI-900 används självt eller tillsammans med en vibrationssond.

Leverantör KNOP Rehatek AB www.knop.se

Förskrivare Läkare

Art nr 32717



Epilepsilarm EpiSafe 2 inkl. kontrollenhet och sensor

Epilepsilarm EpiSafe 2 registrerar kramper som en följd av generaliserande toniskt-kloniska epileptiska anfall.

Sensorn kan användas både i sängen under natten och vid uppgående.

Epilepsilarmet passar vuxna och barn över 10 år.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Läkare

Art nr 42341



Epilepsilarm EpiMobile

EpiMobile registrerar och larmar via mobilen vid kramper till följd av generaliserade toniskt/kloniska epileptiska anfall. Larmet består av ett armband med inbyggd sensor och en smartphone med appen EpiMobile installerad. Utrustningen kräver SIM-kort, vilket tillhandahålls av brukaren.

Sensorn kan användas både i sängen under natten och vid uppgående även utom- och inomhus.

Epilepsilarmet passar vuxna och barn över 10 år.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Läkare

Art nr 43382

Mottagare – till alla sändare



Mottagare HOME 2G inkl. laddfack och väska **Utgått leverantör**

Bärbar enkel mottagare med uppladdningsbart batteri och färgdisplay. Mottagaren tar emot larm från upp till 3 olika sändare. Mottagaren larmar med vibration och/eller ljudsignal. Ljudsignalen är ställbar. Levereras med väska.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Leg. arbetsterapeut, leg. sjuksköterska

Art nr 36050



Mottagare TREX 2G med larmlogg inkl. laddfack och väska

Bärbar mottagare med uppladdningsbart batteri och färgdisplay. Mottagaren tar emot larm från upp till 255 olika sändare. De 32 senaste larmen lagras i minnet med datum och tid. Mottagaren larmar med vibration och/eller ljudsignal. Ljudsignalen är ställbar. Levereras med väska.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Leg. arbetsterapeut, leg. sjuksköterska

Art nr 33024



Mottagare LINK

Mottagare LINK är avsedd att användas som direktförbindelse från sändare som t.ex. rörelsevakt, ATOM eller DOOR, för inkoppling i befintliga system. Används också då det finns behov av en vibrationskudde.

LINK kan hantera åtta förprogrammerade sändare, t.ex. rörelsevakt, ATOM eller DOOR.

LINK kan strömförsörjas från batterier eller från en extern AC-adapter. Om man använder adapter kan batterierna användas som batteribackup.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Leg. arbetsterapeut, leg. sjuksköterska

Art nr 27268

Räckviddsförlängare



Räckviddsförlängare REPO - utgående

REPO används för att förlänga avståndet mellan sändare och mottagare, då den normala radiotäckningen inte räcker till, t.ex. pga av husväggar av betong.

REPO kan strömförsörjas från det uppladdningsbara batteriet eller från en extern AC-adapter. Om man använder adapter kan batteriet användas som batteribackup, vid ev. strömbortfall.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Leg. arbetsterapeut, leg. sjuksköterska

Art nr 27276



Räckviddsförlängare REPO+ - utgående

REPO+ används för att förlänga avståndet ytterligare mellan sändare och mottagare, då den normala radiotäckningen inte räcker till, t.ex. pga av husväggar av betong.

REPO+ kan strömförsörjas från det uppladdningsbara batteriet eller från en extern AC-adapter. Om man använder adapter kan batteriet användas som batteribackup, vid ev. strömbortfall.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Leg. arbetsterapeut, leg. sjuksköterska

Art nr 27283



Räckviddsförlängare REPO+ II

REPO+ II används för att förlänga avståndet mellan sändare och mottagare, då den normala radiotäckningen inte räcker till. Sändarens räckvidd är upp till 2 km. Mottagarens räckvidd är 150 – 200 meter. Väggar och hus förkortar räckvidden.

REPO+ II kan strömförsörjas från det uppladdningsbara batteriet eller från en extern AC-adapter. Om man använder adapter kan batteriet användas som batteribackup, vid ev. strömbortfall.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Leg. arbetsterapeut, leg. sjuksköterska

Art nr 44849